

文件編號			文件名稱			版次	機密等級
MCH-LABOP-4-ML-0005			檢驗項目報告完成時間			2	一般
鏡檢組							<b>P1</b>
檢驗類別	批價碼	檢驗項目	檢體	採檢容器	檢體量	普件/急件完成時間	生物參考區間
尿液	106012	尿常規檢查( Urine strip+Sediment)	Urine	S-Y離心管	3-10ml	2小時/30分鐘	Glucose : - ~ 50 mg/dL
							Bilirubin : -
							Ketone body : - ~ +/-
							Specific gravity : 1.003 ~ 1.035
							Blood : - ~ +/-
尿液	106013	Urine strip	Urine	S-Y離心管	3-10ml	2小時/30分鐘	PH : 5.0 ~ 8.0
							Protien : - ~ 20 mg/dL
							Urobilinogen : Normal
							Nitrite : -
							Leukocyte : - ~ +/-
尿液	106009	Urine sediments	Urine	S-Y離心管	3-10ml	2小時/30分鐘	RBC : 0-2/HPF
							WBC : 0-5/HPF
							EP cell : 0-5/HPF
							Cast : - /LPF
							Bact : -
尿液	106505	懷孕試驗(H.C.G)	Urine	S-Y離心管	3-10ml	15分鐘/30分鐘	N/A
尿液	106510	Paraquet test巴拉刈檢驗(定性)	Urine	S-Y離心管	3-10ml	2小時	Negative
尿液	108701	Dysmorphic RBC - Urine	Urine	S-Y離心管	3-10ml	2小時/30分鐘	N/A
尿液	113020	Trichomonas	Secretion fluid	載玻片	-	2小時/30分鐘	Not Found
尿液	113702	Prostate massage fiuid	Prostate	載玻片	-	2小時/30分鐘	N/A
尿液	113703	Clue Cell	Secretion fluid	載玻片	-	2小時/30分鐘	Not Found

尿液	130502	子宮頸黏液檢查 Postcoital test	Secretion fluid	載玻片	-	2小時/30分鐘	N/A
尿液	213110	(PrEP計畫專用) 懷孕試驗 (H.C.G)	Urine	S-Y離心管	3-10ml	30分鐘/15分鐘	N/A
糞便	107001	糞便潛血化學法 Stool occult blood	Stool	張氏糞便濃縮集卵瓶	花生米大小	2個工作天/30分鐘	(-)
糞便	107007	酸鹼值 PH	Stool		花生米大小	2個工作天 /2小時	7.0-8.0
糞便	107009	Stool routine	Stool		花生米大小		OB: Negative ; Ova:Not Found
糞便	107012	Parasite (含Amoeba) 寄生蟲卵濃縮法	Stool		拇指頭大小	3個工作天	Not Found
糞便	109134	糞便潛血免疫分析 Stool occult blood (iFOB)	Stool	Abon糞便潛血採檢管	沾滿採檢棒前端螺旋處	3個工作天/60分鐘	Negative
糞便	100085	(預防保健) 定量免疫法糞便潛血檢查 (≥50歲 ≤75歲)	Stool	Eiken FOBT 糞便潛血採檢管	0.5g	3個工作天/無	<100 ng/mL (-)
糞便	109810	健檢-定量糞便潛血免疫法 (自費)	Stool		0.5g	3個工作天/無	<100 ng/mL (-)
糞便	113030	Wright's stain (stool)	Stool	張氏糞便濃縮集卵瓶	花生米大小	2個工作天 /2小時	Not Found
糞便	130514	胃液/嘔吐物潛血反應檢查 occult blood	胃液/嘔吐物	無菌檢體盒	/	24小時 (例假日順延) /30分鐘	(-)
糞便	130701	糞便幽門螺旋桿菌抗原	Stool	胃來試糞便採檢管	沾滿採檢棒前端螺旋處	3個工作天/60分鐘	Negative
精液檢查	116001	精液分析 Semen analysis	Semen	無菌檢體盒	-	當天/2小時	PH:≥7.2 ; Volume:1.5-5.0 mL ; WBC:< 1 x 10 <sup>6</sup> /mL
							Viscosity 30/60分鐘 : N/A
							Motility : >40 % ; Count : >15×10 <sup>6</sup> /mL
							Morphology : > 4% Normal Form °

## 血液組

P3

檢驗類別	批價碼	檢驗項目	檢體	採檢容器	檢體量	普件/急件完成時間	生物參考區間
血液	108005	E.S.R.	Blood	黑頭/紫頭真空管	1.5mL/2mL	當日/60分鐘	0-20.0 mm/1hr
血液	108082	CBC (五項)	Blood	紫頭真空管	1-3mL	4小時/ 急診40分鐘·其他 60分鐘	WBC 4.14-10.52×10 <sup>3</sup> /μL
							RBC Male:4.31-5.95×10 <sup>6</sup> /μL ; Female:3.8-5.08×10 <sup>6</sup> /μL
							HGB Male:13.4-17.2 g/dL ; Female:11.1-15.1 g/dL
							HCT Male:39.8-50.7% ; Female:34.7- 45.1%
							MCV 83.4-98.5 fL
	108011	CBC-I (八項)	Blood	紫頭真空管	1-3mL	4小時/ 急診40分鐘·其他 60分鐘	MCH 27.4-33.3 pg
							MCHC 32.1-35.2 g/dL
							RDW-CV 11.7-14.7%
							PLT 160-370×10 <sup>3</sup> /μL
	108012	CBC-II (七項)	Blood	紫頭真空管	1-3mL	4小時/ 急診40分鐘·其他	
108006	Platelet count血小板計數	Blood	紫頭真空管	1-3mL	4小時/ 急診40分鐘·其他	160-370×10 <sup>3</sup> /Ml	
108013	WBC differential count	Blood	紫頭真空管	1-3mL	4小時/ 急診40分鐘·其他 60分鐘	NEUT% : 41.8- 70.8 % ; LYMPH% : 20.7- 49.2%	
						MONO% : 3.6- 9.2 % ; EO% : 0.5- 7.5 %	
						BASO% : 0.2- 1.5 %	
血液	108007	malaria	Blood	紫頭真空管	1-3mL	4小時/無	Not Found
血液	108008	Reticulocyte	Blood	紫頭真空管	1-3mL	4小時/ 急診40分鐘·其他	0.87%~2.26%
血液	108009	RBC morphology紅血球形態	Blood	紫頭真空管	1-3mL	4小時/60分鐘	Normal
血液	108010	Eosinophil count	Blood	紫頭真空管	1-3mL	4小時/ 急診40分鐘·其他	80-360 / μl
血液	108018	Bleeding time (Duke method)	Blood	Lancet		60分鐘	1.0~3.0 min

血液	108020	Clotting time	Blood	玻璃管	每管1mL 共三管	60分鐘	8.0~15.0 min
血液	108023	Fibrinogen	Blood	藍頭真空管	1.8或2.7mL	4小時/ 急診50分鐘·其他	190~380 mg/dL
血液	108026	Prothrombin time(PT)	Blood	藍頭真空管	1.8或2.7mL	4小時/ 急診50分鐘·其他	8.0~12.0 sec.
血液	108036	PTT	Blood	藍頭真空管	1.8或2.7mL	4小時/ 急診50分鐘·其他	23.9~35.5 sec.
血液	108052	Betke stain (fetal Hb) 胚胎血色素染色					
血液	108088	Mixing PT	Blood	藍頭真空管	1.8或2.7mL	3個工作天/無	N/A
血液	108092	Mixed APTT	Blood	藍頭真空管	1.8或2.7mL	3個工作天/無	N/A
血液	108702	Reticulocyte (含Ret-He)	Blood	紫頭真空管	1-3mL	4小時/ 急診40分鐘·其他	31.7-37.6 pg
血液	108128	骨髓檢查合併細胞分類計數	Bone marrow	紫頭真空管		由血液醫師判讀	
血液	115022	血液抹片檢查	Blood	紫頭真空管	1-3mL	當天	
血液	130512	C13-urea breath 碳-13尿素呼氣檢查 幽門螺旋桿菌感染	吹氣	集氣袋		當日/30分鐘	<3.5
血液	109091	Transcutaneous bilirubin 經皮測黃疸值	Blood			當天	
血液氣體	109041	Blood gas analysis	動(靜)脈血	heparin Syringe (冰浴)	0.5-3mL	20分鐘/10分鐘	PH: 7.35 - 7.45
							PCO2: 35.0 - 45.0 mmHg
							PO2: 80.0 - 100.0 mmHg
							HCO3: 24.0-28.0 mmol/L
							tCO2: 21.0-27.0 mmol/L
							ABE: -2.0-2.0
							SO2: 95.0 - 99.0 %
血液氣體	110804	Carboxyhemoglobin 一氧化碳血紅素	動脈血			20分鐘/10分鐘	成人 動脈血液: 不吸菸 0.5 ~ 2.5%; 吸菸 8.0 - 9.0%
血液氣體	110808	Methemoglobin 高鐵血紅素	動脈血			20分鐘/10分鐘	成人 動脈血液: 0.4-1.5 %

體液	116002	腹水分析 Ascitic fluid analysis	Ascites	藍頭無菌管+ heparin	3-5mL	4小時/60分鐘	N/A
體液	116003	胸水分析 Pleural fluid analysis	Pleural effusion	藍頭無菌管+ heparin	3-5mL	4小時/60分鐘	N/A
體液	116006	腦脊髓液分析 CSF	CSF	藍頭無菌管	2-5mL	4小時/60分鐘	成人 : WBC:0-5/ $\mu$ l
體液	116008	關節囊液分析-常規檢查 Rout	Joint fluid	藍頭無菌管+ heparin	3-5mL	4小時/60分鐘	WBC<200/ $\mu$ l

檢驗類別	批價碼	檢驗項目	檢體	採檢容器	檢體量	普件/急診急件完成時間	生物參考區間
生化	100064	64產檢-Rubella IgG	Blood	黃頭真空管	1-5mL	每周一三五/無	Positive: > 15 IU/mL
	114044	Rubella IgG					Negative: <10 IU/mL
							Equivocal: 10 - 15 IU/mL
生化	106503	Urine-osmolarity	Urine	S-Y離心管	3-10 mL	時間1.2/40分鐘	spot urine: 50 - 1200 mosm/L
			24 hrs Urine	24小時尿罐			24 hrs urine: 400- 600 mosm/L
生化	108075	Blood osmolality	Blood	黃頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	275 - 295 mosm/L
生化	108079	D dimer test	Blood	紫頭真空管	1-4 mL	60分鐘	< 400 ng/mL
生化	109001	Cholesterol	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	正常理想值 : < 200 mg/dL 邊緣性高值 : 201-239 mg/dL
			體液(註2)	藍頭無菌管	1-10 mL	60分鐘/40分鐘	未提供
生化	109002	BUN	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	7 - 25mg/mL
			24 hrs Urine	24小時尿罐			7-16 g / 24 hours
生化	109004	Triglyceride	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	< 150 mg/dL

生化	109005	Glucose Fasting	Blood(註1)	黃頭/灰頭真空管	1-4 mL	24小時/40分鐘	70 - 100 mg/dL 臨床決策值： 糖尿病的診斷標準：(以下任一點均可) a. 出現典型的糖尿病症狀如多尿、多渴、多吃、體重減輕，而其任意血漿葡萄糖濃度有二次 $\geq 200$ mg/dL。 b. 空腹八小時以上，其葡萄糖濃度有二次 $\geq 126$ mg/dL (正常小於110mg/dL，如大於110但小於126mg/dL則稱為空腹葡萄糖障礙IFG)。 c. 口服葡萄糖耐量試驗，其二小時血漿葡萄糖濃度 $\geq 200$ mg/dL (二次)即為糖尿病。 (正常為140mg/dL以下，如 $\geq 140$ mg/dL但 $< 200$ mg/dL則稱為「葡萄糖耐量異常IGT」)。 d. HbA1c : $> 6.5\%$
生化	109089	Glucose 1hr. 50g	Blood(註1)	黃頭/灰頭真空管	1-4 mL	24小時/無	$< 140$ mg /dL 臨床決策值： 小於140mg/dL 為正常，而若大於或等於140mg/dL，則有妊娠性糖尿病的嫌疑，必須進一步作100 公克葡萄糖負荷診斷測驗。
生化	109090	Glucose PC	Blood(註1)	黃頭/灰頭真空管	1-4 mL	24小時/無	$< 120$ mg/dL
生化	109088	Glucose Spot	Blood(註1)	黃頭/灰頭真空管	1-5 mL	24小時/40分鐘	未提供
			CSF	藍頭無菌管	1-10 mL	60分鐘/40分鐘	40 - 70 mg/dL(成人CSF)
			體液(註2)	藍頭無菌管	1-10 mL		60 - 80 mg/dL(小孩CSF)
			24 hrs Urine	24小時尿罐	10mL	時間1.2/30分鐘	未提供
			Urine	S-Y離心管	3-10mL	時間1.2/30分鐘	未提供

生化	109006	HbA1c	Blood	紫頭真空管	1-4 mL	每週一三五/無	4.0 - 5.6 % 臨床決策值： HbA1c:5.7-6.4% 糖尿病高危險群 HbA1c:>=6.5% 診斷糖尿病標準之一，但仍需配合臨床症狀及血糖值。
生化	109010	T4	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/無	5.7-10.91 µg/dL
生化	109011	Ca (Calcium)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	8.6 - 10.3 mg/dL
			Urine	S-Y離心管	3-10mL		未提供
			24 hrs Urine	24小時尿罐		時間1.2/40分鐘	100 -300 mg/day
生化	109012	P (Phosphorus)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	2.5 - 5.0mg /dL
			Urine	S-Y離心管	3-10mL		未提供
			24 hrs Urine	24小時尿罐			0.3-1.3 g/24hrs
生化	109013	Uric acid	Blood	黃/綠頭頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	Male: 4.4 - 7.6 mg/dL
							Female: 2.3 - 6.6 mg/dL
			24 hrs Urine	24小時尿罐			Male : 250-800 mg/24 hours
						Female : 250-750 mg/24 hours	
生化	109015	Creatinine	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	Male:0.7 - 1.3 mg/dL
			Urine	S-Y離心管	3-10mL		Female:0.6 -1.2mg/dL
生化	109016	肌酐、尿 Creatinine (U) CRTN	24hr Urine	24小時尿罐		時間1.2/無	Male:14-26 mg/kg/24hrs °
							Female:11-20 mg/ kg/24hrs °
			Spot Urine	S-Y離心管	3-10mL		未提供



生化	109017	Amylase	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	29-103 U/L
			Urine	S-Y離心管	3-10mL		Male:16-491 U/L
							Female:21-447 U/L
生化	109020	Fe (Iron)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	50-212 ug/dL
生化	109021	Na (Sodium)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	136 - 146 mmol/L
			Urine	S-Y離心管	3-10mL		未提供
			24 hrs Urine	24小時尿罐			40-220 mmol/day °
生化	109022	K (Potassium)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	3.5 - 5.1 mmol/L °
			Urine	S-Y離心管	3-10mL		未提供
			24 hrs Urine	24小時尿罐			25-125 mmol/day °
生化	109023	Cl (Chloride)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	101 - 109 mmol/L
			Urine	S-Y離心管	3-10mL		未提供
			24 hrs Urine	24小時尿罐			110-250 mmol/day °
生化	109025	AST (GOT)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	13-39 U/L
生化	109026	ALT (GPT)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	7-52 U/L °
生化	109027	Alkaliphosphatase	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	34 - 104 U/L °
生化	109029	Bilirubin total	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	0.3-1.0 mg/dL
生化	109030	Bilirubin direct	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	0.03 - 0.18 mg/dL
生化	109031	r-GT	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	9-64 U/L
生化	109032	CPK	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	60分鐘/40分鐘	30-223 U/L

生化	109033	LDH	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	140 - 271 U/L °
			CSF	藍頭無菌管	1-10 mL	60分鐘/40分鐘	未提供
			體液(註2)	藍頭無菌管	1-10 mL		未提供
生化	109035	TIBC	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	205 -567 ug /dL
生化	109037	Ammonia	Blood	紫頭真空管(冰浴)	1-4mL	40分鐘	18-72 μmol/L °
生化	109038	Albumin	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	3.5-5.7 g/dL
生化	109039	Globulin球蛋白	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	未提供
生化	109040	Total protein	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	6.4-8.9 g/dL °
			體液(註2)	藍頭無菌管			
生化	109727	Micro total protein	CSF	藍頭無菌管	1-10 mL	時間1.2/40分鐘	成人:15-45 mg /dL
						時間1.2/40分鐘	新生兒(<1M):15-130 mg/Dl
			Urine	S-Y離心管	3-10mL	時間1.2/40分鐘	未提供
			24 hrs Urine	24小時尿罐		時間1.2/40分鐘	50-80mg/24hrs
生化	109043	H.D.L. cholesterol	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	Men: ≥ 40mg/dL °
							Female: ≥ 50mg/dL °
生化	109044	L.D.L. cholesterol	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	< 100 mg/dL
生化	109046	Mg (Magnesium)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	1.9 - 2.7 mg/dL °
			Urine	S-Y離心管	3-10mL		未提供
			24 hrs Urine	24小時尿罐			24 - 255 mg/24 hours °

生化	109051	G-6-P-D (Glucose-6-phosphate-deh	Blood	紫頭真空管	0.5-4mL	每週四/無	new bron(< 7天):12.5-21.6 U/gHb
	109097	G6PD定量 G6PD quantitative					children (3 mon-12y):8.8-21.6 U/gHb
	109708	優生保健 G6PD (國健局補助)					adult(>12y):6.4-12.9 U/gHb
生化	109059	Lactic Acid (lactate)	Blood	灰頭真空管(冰浴)	2-4mL	40分鐘	0.5 - 2.2 mmol/L
			CSF	藍頭無菌管	1-10 mL		成人:1.1 - 2.4 mmol/L
							新生兒<3天:1.1 - 6.7 mmol/L
							出生3-10天:1.1 - 4.4 mmol/L
							出生超過10天: 1.1 - 2.8 mmol/L
生化	109064	Lipase	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/30分鐘	11- 82 U/L*
生化	109071	CK-MB mass	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	60分鐘/30分鐘	0.6 - 6.3 ng/ mL
生化	109724	CK-MB mass (for器官捐贈使用)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	60分鐘/30分鐘	0.6 - 6.3 ng/ mL
生化	109099	hs-Troponin I 高敏感心肌旋轉蛋白	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	30分鐘	Negative :17.9 pg/mL; Equivocal : 17.9~87.5 pg/mL (建議間隔3-4小時再測一次); Positive :> 87.5 pg/mL
生化	109106	Free T4 (EIA/LIA)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/無	0.54 - 1.40 ng/dL
生化	109112	TSH (EIA/LIA)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./無	一般族群 (18-88歲男性和非懷孕女性): 0.38-5.33 IU/mL* 孕婦(妊娠第1期):0.05 - 3.70 IU/mL 孕婦(妊娠第2期):0.31 - 4.35 IU/mL 孕婦(妊娠第3期):0.41 - 5.18 IU/mL
生化	109113	Blood cortisol	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/無	AM 8.7 -22.4 ug/dL
							PM < 10 ug/dL
生化	115639	Daily urine cortisol	24 hrs Urine	24小時尿罐		時間1.2/無	39 -348 ug/ day

生化	109117	T3 (EIA/LIA)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/無	0.74-1.46 ng/mL
生化	109120	Prolactin (PRL)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/無	male:2.64 - 13.13 ng/mL
							female(<50 y):3.34 -26.72 ng/mL
							female(>50 y):2.74 - 19.64 ng/mL
生化	109121	Testosterone (EIA/LIA)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/無	male(18-66y):175 - 781 ng/dL
							female(21-73y): 10 - 75 ng/dL
生化	109122	Parathyroid Hormone Intact (PTH-i)	Blood	紫頭真空管	1-4 mL	三個工作日/無	12- 88.0 pg/ml
生化	109125	濾泡刺激素免疫分析 FSH (EIA/LIA)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/無	Male: 1.27 - 19.26 mIU/mL
							濾泡期:3.85 - 8.78 mIU//mL
							週期高峰期:4.54 - 22.51 mIU/mL
							黃體期:1.79 - 5.12 mIU/mL
							更年期:16.74 - 113.59 mIU/mL
生化	109126	LH (EIA/LIA)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/60分鐘	Male: 1.24 - 8.62 mIU/mL
							濾泡期:2.12 - 10.89 mIU/mL
							週期高峰期:19.18 - 103.03 mIU/mL
							黃體期:1.20 - 12.86 mIU/mL
							更年期:10.87 - 58.64 mIU/mL

生化	109127	Estradiol (E2) 二氫基春情素免疫分析	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/60分鐘	female : 停經後女性 (未接受激素治療) : < 25.1 pg/mL 非懷孕女性 早期濾泡 (排卵前10-14天) : 22.4-115 pg/mL 中期濾泡 (排卵前4-9天) : 25.0-115 pg/mL 排卵日 : 32.1-517 pg/mL 黃體期 (排卵後的4-11天) : 36.5-246 pg/mL
生化	109137	血清酮體定量分析	Blood	綠頭真空管	1-5 mL	30分鐘	< 0.6 mmol / L ●臨床決策值： < 0.6 mmol/L : 1.無須處理。2.按時監測血糖。 0.6-1.5 mmol/L : 於2-4小時內再次檢查血糖和血酮值。 1.5-3.0 mmol/L : 1.可能正處於形成酮酸中毒 (DKA) 的危險中。  2.盡快就診。 > 3.0 mmol/L : 需儘快就診，進行緊急治療。
				紫頭真空管	1-4 mL		
生化	109707	Daily urine protein	24hrs Urine	24小時尿罐		時間1.2/無	50-80 mg/24hrs
生化	110509	Theophylline	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	24小時/30分鐘	10 - 20 ug/mL
							TOXIC : >20 ug/ml
生化	110511	Digoxin	Blood	黃頭	1-5 mL	24小時/30分鐘	1.0-2.0 ng/mL
生化	110807	Alcohol (一般傷病)	Blood	黃頭/綠頭真空管 (註3)	1-5 mL	60分鐘/30分鐘	N/A
	110817	乙醇-酒後非駕駛 Ethanol-drunk not driving					N/A
	110818	乙醇-酒後駕駛 Ethanol-DUI (Driving under the influ					N/A
生化	112015	CRP	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2.3./30分鐘	< 1.0 mg/dL

生化	112022	$\beta$ -HCG	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	24小時/30分鐘	< 5 mIU/mL
生化	112081	PSA	Blood	黃頭真空管	1-5 mL	時間1.2/無	< 4.0 ng/mL
生化	112116	Ferritin	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/無	male:23.9 - 336.2 ng/mL
							female:11.0- 306.8 ng/mL
生化	112192	Procalcitonin (PCT)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	60分鐘/30分鐘	< 0.5 ng/mL
生化	112193	BNP	Blood	紫頭真空管	1-4 mL	60分鐘/30分鐘	< 100 pg/mL
生化	112714	NT-pro BNP	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	60分鐘/30分鐘	0-74歲<125 pg/mL ; 75以上 <450 pg/mL
生化	112818	HS-CRP	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/30分鐘	< 1.0mg/dL
生化	115961	Urine protein/creatinine ratio	Urine	S- $\gamma$ 離心管	3-10 mL	時間1.2/無	
生化	124007	Free calcium	Blood	黃頭試管	1-5 mL	時間1.2/30分鐘	1.120-1.320mmol/L
生化	124501	O.G.T.T. (100g)	Blood	灰頭真空管	1-4 mL	24小時	AC: 105 mg/dL
							1hr: 190 mg/dL
							2hr: 165 mg/dL
							3hr: 145 mg/dL
生化	124502	O.G.T.T. (75g)	Blood	灰頭真空管	1-4 mL	24小時	AC: 70 -100 mg/dL ; 2hr: <140 mg/dL 臨床決策值： 正常：AC 70-100 mg/dL, 2hr <120 mg/dL 空腹葡萄糖障礙 (IFG)：AC 110-125 mg/dL, 2hr <140 mg/dL 葡萄糖耐量異常 (IGT)：AC $\leq$ 126 mg/dL, 2hr 140-199mg/dL 糖尿病：AC $\geq$ 126 mg/dL, 2hr $\geq$ 200mg/dL

生化	124503	孕婦GDM專用-OGTT (75g)	Blood	灰頭真空管	1-4 mL	24小時	AC: 105 mg/dL
							1hr: 190 mg/dL
							2hr: 165 mg/dL
生化	130332	LDL-C (僅限成健專用)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	< 100 mg/dL
生化	213106	(PrEP計畫專用) 腎功能eCrCl	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	Male:0.7 - 1.3 mg/dL
							Female:0.6 -1.2mg/dL
生化	213108	(PrEP計畫專用) S-GOT檢查	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	13-39 U/L
生化	213109	(PrEP計畫專用) S-GPT檢查	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	7-52 U/L °
生化	110520	Lithiun	Blood	黃頭	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	治療範圍:0.6-1.20 mmol/L · TOXIC: >1.5 mmol/L
生化	901002	Creatinine Clearance Test (109015+109016)	24hrs Urine	24小時尿罐		時間1.2/無	male: 97 - 140
							female: 85 - 125
生化	901011	Microalbumin/creatinine	Urine	S-Y離心管	3-10 mL	時間1.2/無	
生化	901014	UPCR(Urine protein/creatinine ratio)	Urine	S-Y離心管	3-10 mL	時間1.2/無	< 150 mg/g
生化	901624	毒藥物篩檢(全部)	Urine	S-Y離心管	3-10 mL	60分鐘/40分鐘	
	901625	毒藥物篩檢(嗜睡)					
	901626	毒藥物篩檢(躁動)					
	115600	DEEP 美沙酮代謝物					100 ng/mL
	115601	Barbiturate 巴比妥酸鹽(限組套)					200ng/mL
	115603	Amphetamine 安非他命檢測(限組套)					500 ng/mL
	115604	TDM-TCA 三環抗鬱劑(限組套)					50 ng/mL

	115605	Opiates 嗎啡檢測 (限組套)					300 ng/mL
	115606	Cocaine 古柯鹼檢測 (限組套)					150 ng/mL
	115607	Connabinoids (THC) 大麻檢測 (限組套)					50 ng/mL
	115608	Benzodiazepine 苯重氮基鹽類濃度 (限組套)					200 ng/mL
藥物偵測	110502	Phenytoin	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	24小時	治療範圍: 10 - 20 ug/mL · TOXIC: >20 ug/mL。
藥物偵測	110510	Valproic acid (Depakin)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	24小時	治療範圍: 50- 100 ug/mL
							Toxic interval: 100- 150 ug/mL

註1：使用黃頭真空管抽血驗Glucose，檢體需盡快至檢驗科。註2：體液：Ascites、Pleural fluid、Synovial fluid 註3：Alcohol採檢後，蓋子需旋緊避免揮發。



## 血清組：3個工作日 (例假日順延)

P17

檢驗類別	批價碼	檢驗項目	檢體	採檢容器	檢體量	普件/急診急件完成時間	生物參考區間
血清免疫	107017	APT檢測試驗 APT test	嘔吐物/Stool	無菌檢體盒	3mL/拇指頭大小	三個工作日/無	Negative
血清免疫	112001	RPR/VDRL test	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	Non-reactive
血清免疫	112007	AFP (Alpha-fetoprotein)	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	≤ 7.0 ng/ml
血清免疫	112011	Rheumatoid Factor · RF · RA	Blood	黃頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	< 20.0 IU/mL
血清免疫	112017	Chlamydia Ag	女性： Secretion Fluid、 Endocervical swab 男性： Urethral swab、Urine	專屬採檢棒/無菌檢體盒	Urine：15-30mL	三個工作日/無	Negative
血清免疫	112018	TPPA梅毒螺旋體抗體試驗	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	80X(-)
血清免疫	112020	Mycoplasma pneumonia Ab	Blood	黃頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	40X(-)
血清免疫	112021	CEA	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	≤ 3.4 ng/ml；抽菸者 < 5.0 ng/ml
血清免疫	112025	IgG	Blood	黃頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	Serum：751 - 1560 mg/dL · CSF：0.48-5.86 mg/dL
血清免疫	112027	IgA	Blood	黃頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	82 -453 mg/dL
血清免疫	112029	IgM	Blood	黃頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	46 -304 mg/dL
血清免疫	112034	C3	Blood	黃頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	79 - 152 mg/dL
血清免疫	112038	C4	Blood	黃頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	16 -38 mg/dL
血清免疫	112053	ANA	Blood	黃頭真空管	3-5mL	七個工作日/無	80X(-)
血清免疫	112069	Cryptococcus Ag (定性)	Blood/CSF	黃頭真空管/藍頭無菌管	3-5mL	三個工作日/無	Negative
血清免疫	112077	CA-125	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	≤ 35.0 U/ml

血清免疫	112078	CA-153	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	≤ 25.0 U/ml
血清免疫	112079	CA 19-9	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	≤ 39.0 U/ml
血清免疫	112111	Microalbumin	Urine	S-Y離心管/無菌檢體盒	3-10mL	三個工作日/無	<1.90 mg/dL
血清免疫	112165	Streptococcus group A antigen (EIA)	Throat Swab	專屬採檢棒		無/30分鐘	Negative
血清免疫	112172	S.pneumoniae antigen test	Urine	S-Y離心管	3-10mL	無/30分鐘	Negative
血清免疫	112707	Mycoplasma pneumonia (IgM)	Blood	黃頭真空管	3-5mL	三個工作日/30分鐘	Negative
血清免疫	114026	Rota virus Ag	Stool	張氏糞便濃縮集卵瓶	拇指頭大小	三個工作日/無	Negative
血清免疫	114032	HBsAg	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 - 0.899 COI
血清免疫	114033	Anti-HBsAg	Blood	黃頭/紫頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 - 10.0 IU/L
血清免疫	114035	HBeAg	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 - 0.99 COI
血清免疫	114082	HIV Ag/Ab Combo Test	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 - 0.899 COI
血清免疫	114051	Anti-HCV	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 - 0.899 COI
血清免疫	114058	RSV screening test呼吸融合細胞病毒試驗	Nasal Swab/ Nasal aspirate	專屬採檢棒		專屬採檢棒	Negative
血清免疫	114064	呼吸道腺病毒快速檢測 (Adenovirus Rapid Test)	Nasal Swab/ Nasal aspirate / Throat swab/ Keratoconjunctivitis	專屬採檢棒		無/30分鐘	Negative
血清免疫	114065	流行性感冒A型病毒抗原	Throat Swab/ Nasal Swab	專屬採檢棒		無/30分鐘	Negative
血清免疫	114066	流行性感冒B型病毒抗原					Negative
血清免疫	901062	流感A或B檢驗					Negative
血清免疫	114503	性病愛滋篩檢-Combo Tset	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 - 0.899 COI
血清免疫	114803	孕婦c型肝炎篩檢	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 - 0.899 COI

血清免疫	115684	Anti-HCV- (員工C肝精準普篩)	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 - 0.899 COI
血清免疫	210004	登革熱NS1抗原快速診斷試劑	Blood	黃頭真空管	3-5mL	無/30分鐘	Negative
血清免疫	213046	孕婦愛滋篩檢-Combo Test	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 - 0.899 COI
血清免疫	213104	(PrEP計畫專用) HIV檢查	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 - 0.899 COI
血清免疫	213105	(PrEP計畫專用) 梅毒檢查	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	80X(-)
血清免疫	213107	(PrEP計畫專用) B型肝炎HBsAg	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 - 0.899 COI
過敏原檢驗	112031	IgE	Blood	黃頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	新生兒：≤1.5 IU/mL · <1歲：≤15 IU/mL · 1-5歲：≤60 IU/mL · 6-9歲：≤90 IU/mL · 10-15歲：≤200 IU/mL · 成人：≤100 IU/mL
過敏原檢驗	130333	特異過敏原免疫檢驗	Blood	黃頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	<1.0 AU
血清免疫	116501	精虫洗滌	Semen	無菌檢體盒	-	當日/無	
血清免疫	114083	HIV 1/2抗體確認試驗 (抗體免疫層析法)	Blood/指尖全血	黃頭/綠頭/紫頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	Negative
血清免疫	112191	Legionella urinary antigen test	Urine	S-Y離心管	3-5 mL	無/30分鐘	Negative
血清免疫	112824	Norovirus Ag	Stool	張氏糞便濃縮集卵瓶	拇指頭大小	無/30分鐘	Negative

## 細菌組

P20

檢驗類別	批價碼	檢驗項目	檢體(註1)	採檢容器	檢體量	報告完成時間	生物參考區間
細菌	100066	66產檢-乙型鏈球菌培養篩檢	Vaginal	藍頭採檢棒	/	4~7天	無
細菌	100068	68住院GBS補助	Vaginal	藍頭採檢棒	/	4~7天	無
分子生物	901084	<del>TB PCR Test + Rifampin 抗藥性檢測</del>		無菌檢體盒	/	3-5 個工作天	Undetectable
分子生物	112718	困難梭狀桿菌毒素快速分子檢驗	Stool	張氏糞便濃縮集卵瓶	/	3個工作天	NEGATIVE
細菌	113006	Gram Stain		無菌檢體盒/載玻片	/	1~3天	無
細菌	113007	Ordinary culture		依檢體種類而定	/	未長菌3天;有長菌3~7天	無
細菌	113008	Anaerobic Culture(單作厭氧) (註2)		藍頭採檢棒/藍頭無菌管/ 無菌檢體盒	/	未長菌:5天;有長菌: 3~7天	無
細菌	113012	TB Culture		無菌檢體盒	3-5mL	Negative:8週	無
細菌	113016	Blood Culture		綠蓋/橘蓋血液培養瓶	每瓶各5-10mL	未長菌:7天;有長菌: 3~7天	無
				黃蓋血液培養瓶	2-4mL		
細菌	113025	India Ink	CSF	藍頭無菌管	/	1~3天	無
細菌	113026	Fungal stain		無菌檢體盒/載玻片	/	1~3天	無
細菌	113027	Acid Fast Stain		無菌檢體盒/載玻片	sputum:3-5mL	週一~週五:24小時(例 假日順延)	無
					urine:≥50ml		
細菌	113028	Gono culture		依檢體種類而定	/	未長菌5天;有長菌5~7天	無
細菌	113029	Fungal culture		依檢體種類而定	/	未長菌30天4週	無
細菌	113706	Anaerobic Culture (註3)		藍頭採檢棒/藍頭無菌管/ 無菌檢體盒	/	未長菌:5天;有長菌: 5~7天	無
細菌	113810	GBS culture(自費)	Vaginal	藍頭採檢棒	/	4~7天	無
細菌	221028	山地鄉結核菌快速分子檢測(不含試劑費)		無菌檢體盒	3-5mL	1~3天	無
細菌	901080	嗜氧+厭氧培養		藍頭採檢棒/藍頭無菌管/ 無菌檢體盒	/	未長菌:5天;有長菌: 3~7天	無

註1--檢體種類:Urine.Stool.Sputem.Wound.Pus.....

註2--113008 Anaerobic Culture(醫師僅單獨開立此項檢驗·同時無其他Ordinary culture或Gono Culture)

註3--113706 Anaerobic Culture(醫師同時開立Ordinary culture或Gono Culture)

血庫組

P21

檢驗類別	批價碼	檢驗項目	檢體	採檢容器	檢體量	普件及急件完成時間	生物參考區間
血庫	111005	不規則抗體鑑定 Antibody identification	Blood	黃頭真空管	1-5 mL	7-10個工作天/無	
				紫頭真空管	2-4 mL		
血庫	111011	輸血反應探測 Investigation transfusion reaction	由血庫通知			7-10個工作天/無	
血庫	193101	備血 (全血 Whole Blood)	Blood	紫頭真空管	2-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血庫	193103	備血 (血小板濃厚液Platelet conc. (PC)	Blood	紫頭真空管	2-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血庫	193104	備血 (分離術血小板 PH)	Blood	紫頭真空管	2-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血庫	193105	備血 (新鮮冷凍血漿 FFP)	Blood	紫頭真空管	2-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血庫	193106	備血 (冷凍沉澱品 Cryoprecipitate )	Blood	紫頭真空管	2-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血庫	193107	備血 (減除白血球之紅血球濃厚液LP-RBC	Blood	紫頭真空管	2-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血庫	193108	備血 (洗滌紅血球 WRBC)	Blood	紫頭真空管	2-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血庫	193109	備血 (減除白血球之分離術血小板LP-PH	Blood	紫頭真空管	2-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血庫	193110	備血 (冷凍血漿)	Blood	紫頭真空管	2-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血庫	193111	備血 (新鮮全血-非捐血中心取血)	Blood	黃頭真空管	1-5 mL		
				紫頭真空管	2-4 mL		
血庫	901001	大量輸血					
血液	111001	A.B.AB.O blood grouping	Blood	紫頭真空管	1-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血液	111003	RH (D) Type	Blood	紫頭真空管	1-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血清免疫	111801	Anti-D titer	Blood	黃頭真空管	1-5ml*2	三個工作日/無	Negative
血清免疫	112008	Cold hemagglutinin	Blood	黃頭真空管	1-5 mL	當天/60分鐘	< 1 : 16X
血清免疫	112098	Coomb's indirect	Blood	黃頭真空管	1-5 mL	當天/60分鐘	Negative
血清免疫	112097	Coomb's direct	Blood	紫頭真空管	1-4 mL	當天/60分鐘	Negative

## 分子生物

P22

檢驗類別	批價碼	檢驗項目	檢體	採檢容器	檢體量	普件及急件完成時間	生物參考區間
分子生物	901084	TB PCR Test + Rifampin 抗藥性檢測	Sputum	無菌檢體盒		3-5 個工作天	Undetectable
分子生物	112718	困難梭狀桿菌毒素快速分子檢驗	Stool	張氏糞便濃縮集卵瓶		3-5 個工作天	NEGATIVE
分子生物	112803	HBV DNA定量	Blood	10ml紫頭真空管	3-10mL	3-5個工作天	Not Detected
分子生物	112804	HCV RNA定量	Blood	10ml紫頭真空管	3-10mL	3-5個工作天	Target Not Detected
分子生物	114074	HIV 病毒負荷量HIV viral load test	Blood	10ml紫頭真空管	3-10mL	3-5個工作天	Target Not Detected
分子生物	114808	(自費常規) Covid-19 PCR	nasopharynx	專屬採檢棒		採檢次日給報告	Negative
分子生物	114809	(自費急件) Covid-19 PCR	nasopharynx	專屬採檢棒		採檢當日給報告	Negative
分子生物	114810	(公費) Covid-19 抗原快篩	nasopharynx	專屬採檢棒		採檢當日給報告	Negative
分子生物	114811	(自費) Covid-19抗原快篩	nasopharynx	專屬採檢棒		採檢當日給報告	Negative
分子生物	901083	流感 (PCR) Flu A及B	組套頭				Negative
分子生物	115667	流感 (PCR) Flu A	Nasal Swab	專屬採檢棒	/	4小時	Negative
分子生物	115668	流感 (PCR) Flu B	Nasal Swab	專屬採檢棒	/	4小時	Negative
分子生物	115985	Covid-19 RNA PCR	nasopharynx	專屬採檢棒	/	24小時	Negative

## 外送項目

P23

檢驗類別	批價碼	檢驗項目	檢體	採檢容器	檢體量	完成時間	生物參考區間
大安聯合	106512	Coproporphyrin尿液糞紫質檢驗	Urine	S-γ離心管	10mL	7-10個工作天	Negative (<100 µg/L)
慈濟醫院	107005	Neutral fat stain中性脂肪染色	Stool	張氏糞便濃縮集卵瓶	花生米大小	7-10個工作天	<60drop/HPF
大安聯合	108025	Thrombin time	Blood	藍頭真空管 x2	2mL	2~3週	10.3 ~16.6 seconds
大安聯合	108030	Hb electrophoresis	Blood	紫頭真空管	2-3mL	7-10個工作天	HbA : 95.1-98.0% · HbF : 0.0-1.5% ·
大安聯合	108038	FDP (Fibrin Degradation Product)	Blood	藍頭真空管	1.8mL	7-10個工作天	< 5 µg/mL
慈濟醫院	108042	骨髓鐵染色 B.M. iron stain					NA
慈濟醫院	108044	Leukocyte Alkaline Phosphatase Stain	Blood	大綠頭試管	10mL	7-10個工作天	65-127
大安聯合	108060	Factor VIII assay	Blood	藍頭真空管 x2	1.8mLX2	10-14個工作天	50-150%
大安聯合	108061	Factor IX assay	Blood	藍頭真空管 x2	1.8mLX2	10-14個工作天	65-150%
大安聯合	108067	Factor VIII inhibitor (第八因子之抑制因子)	Blood	藍頭真空管 x2	1.8mLX2	10-14個工作天	< 0.6 NBU/mL
大安聯合	108072	Anti-Thrombin III	Blood	藍頭真空管 x2	1.8mLX2	7-10個工作天	83-128%
大安聯合	108077	Protein C	Blood	藍頭真空管 x2	1.8mLX2	7-10個工作天	70-140%
大安聯合	108111	vWF Ristocetin cofactor activity	Blood	藍頭真空管 x2	1.8mLX2	10-14個工作天	O type : 48.2~201.9 % ; non O type : 60.8~239.8 %
大安聯合	108118	Von willebrand factor Ag	Blood	藍頭真空管 x2	1.8mLX2	10-14個工作天	O type : 48.0~140.8 % , non O type : 66.1~176.3 %
大安聯合	108122	Protein S	Blood	藍頭真空管 x2	1.8mLX2	7-10個工作天	63.5~ 149.0%
大安聯合	108126	狼瘡抗凝血因子 Lupus anticoagulant test	Blood	藍頭真空管	1.8或2.7mL	7-10個工作天	LA1 : 31-44sec ; L 2 : 30-38sec ; LA1/LA2 Normalized ratio : 0.8-1.2
大安聯合	108129	Insulin 胰島素血清檢驗	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	3.0-25.0 mIU/L
大安聯合	108130	Bone Specific Alkaline Phosphatase	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	5.1-20.2µg/L
慈濟醫院	108131	Platelet closure time (Col/Epi)	Blood	藍頭真空管 x2	各1.8mL	7-10個工作天	82-150 sec

慈濟醫院	108132	Platelet closure time (Col/ADP)	Blood	藍頭真空管 x2	各1.8mL	7-10個工作天	62-100 sec
大安聯合	108133	Cystatin C	Blood	黃頭真空管	至少3mL	7-10個工作天	0.62-1.11mg/L
大安聯合	109047	血中銅 Cu (Copper)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	700-1500 µg/L (ppb)
大安聯合	109049	血中鉛 Pb (Lead)	Blood	紫頭採血管	2-4mL	7-10個工作天	≤10µg/dL
大安聯合	109052	VMA (Vanillyl-mandelic-acid)	Urine	24小時尿罐 (收集24小時尿液，尿罐需加HCl (成人：10mL；孩童：5mL))		7-10個工作天	1.00-7.50mg/day
大安聯合	109053	17-KS (17-ketosteroids)	Urine			10-14個工作天	成人：M：10.00-25.00，F：6.00-14.00 mg/day，Random：未提供 小孩(僅供參考)：0-10歲：0.10-3.00 mg/day，11-14歲：2.00-7.00 mg/day
大安聯合	109054	17-OHCS	Urine			10-14個工作天	成人：M：3.00-10.00 mg/day，F：2.00-8.00 mg/day，Random：未提供 小孩(僅供參考)：0-1歲：0.50-1.00 mg/day，12歲以下：1.00-4.50 mg/day
大安聯合	109056	5-HIAA	Urine			10-14個工作天	2.00-8.00mg/day
大安聯合	109077	Catecholamine	Urine			10-14個工作天	Norepinephrine:<97.0µg/day， Epinephrine:<27.0µg/day， Dopamine:<500.0µg/day
大安聯合	109061	CPK electrophoresis	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	CK-BB:0.0-1.8%·CK-MB:0.0-2.7%·CK-MM:95.8-100.0%
大安聯合	109062	LDH isoenzyme	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	LDH1:14.9-32.3% LDH2:26.0-42.0% LDH3:16.3-26.3% LDH4:5.7-12.7% LDH5:3.9-16.7%
大安聯合	109065	Protein electrophoresis-Blood	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Albumin:54-60.3%·Alpha1:1.8-4.0%· Alapha2:7.6-10.9%·Beta:11.4-16.1% ·Gamma:13.4-20.7·Total Protein:6.0-8.3g/dl·%M-peak
大安聯合	109066	Lipoprotein electrophoresis	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	alpha:12.6-46.6%·Pre-beta:0-57.1% ·Beta:21.7-67.7%·Chylomicron:0-1.0%



大安聯合(轉立人代檢)	109067	Alkaline phosphatase electrophoresis	Blood	黃頭真空管	2-5mL	3-4週	ALK-P:34-104U/L · Liver:11.4-76.9U/L · Bone:8.0-61.4U/L · Intestine:0.0-16.8U/L · Fast liver:0.0-0.0U/L
大安聯合	109078	結石分析	結石	無菌檢體盒	/	3-4週	RNF
大安聯合	109083	Cholinesterase (serum)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	7.0-19.0 U/mL
大安聯合	109093	肝臟機能ICG色素檢查ICG (Indocyanine green)	Blood	10ml綠頭真空管	3-5mL	7-10個工作天	用藥後15分鐘 :0.0-10.0%
大安聯合	109105	Progesteron (EIA/LIA)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Male: 0.28-1.22 ng/mL · Female (Non-pregnant, ng/mL) Follicular phase: ND-1.40 濾泡期; Luteal phase: 3.34-25.56 黃體期 Mid luteal phase: 4.44-28.03  PREGNANCY : 1st Trimester: 11.22-90.00; 2nd Trimester: 25.55-89.40; 3rd Trimester: 48.40-422.50; Postmenopausal : ND-0.73
大安聯合	109107	Free T3 (EIA/LIA)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	2.3-4.2pg/mL
大安聯合	109108	生長激素免疫分析 GH (Growth hormon)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Male : 0.003-0.971 ng/mL · Female : 0.010-3.607 ng/mL
大安聯合	109100	Protein electrophoresis-Urine	Urine	S-γ離心管	5mL	7-10個工作天	Total Protein:<21mg/dL
大安聯合	109111	Thyroglobulin	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	1.59-50.03 ng/mL
大安聯合	109115	Calcitonin (EIA/LIA)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	Male:≤18.2pg/mL · Female:≤11.5pg/mL
大安聯合	109119	ACTH (EIA/LIA)	Blood	紫頭真空管	2-4mL	7-10個工作天	7.9-47.1 pg/mL
大安聯合	109128	C-peptide (EIA/LIA)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	0.81-3.85 ng/mL

大安聯合	109129	Vitamin B12 (EIA/LIA)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Normal : 247 - 911 pg/mL · Indeterminate : 211-246 pg/mL · Deficient : <211 pg/ml
大安聯合	109130	Folic acid (EIA/LIA)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Normal : 5.39-20.57 ng/mL Indeterminate : 3.38-5.38 ng/mL · Deficient : ≤3.37 ng/mL
大安聯合	109131	Free Estriol (E3)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Non-pregnant women : 0.017-0.066 ng/mL
大安聯合	109132	Gastrin (EIA/LIA)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	13.0-115.0pg/mL
大安聯合	109139	Glycated albumin(醣化白蛋白)	Blood	黃頭真空管	至少2ml	7-10工作天	11.0-16.0%
大安聯合	110703	尿中無機砷 As (Arsenic)	Urine	白色酸洗管	5-10mL	2-3週	< 35 µg/L
大安聯合	110704	尿中鎘 Cd (Cadmium )	Urine	白色酸洗管	5-10mL	7-10個工作天	0.0-2.6µg/L
大安聯合	110705	尿中鉻 Cr(Chromium)	Urine	白色酸洗管	5-10mL	2-3週	<0.4µg/g CRE
大安聯合	109722	Chlamydia Ab IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <0.8 · Borderline : ≥0.8 - <1.1 · Positive : ≥1.1 · Ratio
大安聯合	109725	尿中銅 Cu (Copper)-24hrs urine	Urine	24小時尿罐	收集24小時尿液	10-14個工作天	<60µg/day · Random urine: <80µg/L
大安聯合	109726	尿中鉛 Pb (Lead)	Urine	白色酸洗管	5-10mL	10-14個工作天	<23 µg/L
大安聯合	109807	Vitamin E test	Blood	黃頭真空管	2-5mL	2-3週	5.00-20.00 mg/L
大安聯合	110002	鋁 Al (Aluminum)	Blood	深藍空白	5-6 mL	7-10個工作天	正常人:<10 µg/L · 洗腎病人:<20 µg/L
大安聯合	110003	血中砷As (Arsenic)	Blood	深藍EDTA	5-6 mL	7-10個工作天	<20 µg/L
大安聯合	110005	血中鎘 Cd (Cadmium )	Blood	深藍EDTA	5-6 mL	7-10個工作天	<3.9 µg/L
大安聯合(轉林口 長庚代檢)	110007	血中鉻 Cr(Chromium)	Blood	深藍空白	5-6 mL	2-3週	≤0.6 µg/L
大安聯合	110008	血中汞 Hg(Mercury)	Blood	紫頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<20µg/L
大安聯合	110009	尿中錳Mn (Manganese)	Urine	白色酸洗管	10mL	7-10個工作天	0.0-7.9 µg/L
大安聯合	110010	尿中鎳 Ni ( Nickel)	Urine	白色酸洗管	10mL	10-14個工作天	<3.8µg/g Creatinine

大安聯合	110012	鋅 Zn (Zinc)	Blood	深藍空白	3-5mL	7-10個工作天	700-1200µg/L
慈濟醫院	110501	Carbamazepine (Tegretol)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作日	(1)Therapeutic effect : 4.0-12 µg/mL. (2)Further, peak concentrations above 12 µg/mL (51 µmol/L) are often associated with toxicit
大安聯合	110504	Methotrexate (MTX)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	24Hrs >10 µmol/L 48Hrs >1 µmol/L 72Hrs >0.1 µmol/L)
大安聯合	110508	水楊酸 Salicylate	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	2.8-20.0mg/dL
大安聯合	110512	Amikacin	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作日	治療谷底Trough Therapeutic : 1.0-4.0µg/mL 治療高峰Peak Therapeutic : 20.0-25.0µg/mL 嚴重感染Peak : 25.0-30.0µg/mL 嚴重感染Trough : 5.0-8.0µg/mL
慈濟醫院	110518	Gentamicin	Blood	黃頭真空管	2-5mL	1-2個工作天	Trough: 0.5 ~ 2.0 µg/mL; Peak: 4 ~ 10 µg/mL
大安聯合	110522	血中藥物濃度測定-Cyclosporine-A Therapeutic	Blood	紫頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	100-400 ng/mL
慈濟醫院	110525	血中藥物濃度測定-Phenobarbital (luminal) Therapeuti	Blood	黃頭真空管	2-5mL	1-2個工作天	10-40 µg/mL
大安聯合	110527	苯重氮基鹽類濃度 (定量) Benzodiazepine	Urine	S-Y離心管 (48小時內分析)	1-5mL	7-10個工作天	<200mg/mL
慈濟醫院	110531	血中藥物濃度測定-VancomycinTherapeutic drug monito	Blood	黃頭真空管	2-5mL	1-2個工作天	10-15mg/L
大安聯合	110702	尿中汞 Hg (Mercury)	Urine	白色酸洗管	5-10mL	10-14個工作天	0-10µg/L 勞工干預值 : ≥ 35 µg/g Creatinine
大安聯合	110802	Barbiturates, Urine	Urine	S-Y離心管	1-10mL	7-10個工作日	<200mg/mL
慈濟醫院	110803	Acetaminophen	Blood	黃頭真空管	2-5mL	1-2個工作天	Normal therapeutic doses : 10-30 µg/mL
大安聯合(轉北榮代檢)	110806	Methy alcohol	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	Undetectable、< 5 mg/dL

大安聯合	110810	Amphetamine安非他命檢測 (EIA)	Urine	S-Y離心管	3-10mL	7-10個工作天	<500ng/mL · Negative
大安聯合	110811	Morphine 嗎啡檢測 (EIA)	Urine	S-Y離心管	3-10mL	7-10個工作天	<300ng/mL · Negative
大安聯合(轉北榮代檢)	110816	Cholinestrase-RBC乙醯膽鹼?紅血球 (定量)	Blood	紫頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	20-72μmole/sec/L
血液基金會	111007	Platelet antibody血小板抗體	Blood	黃頭真空管	3-5mL	2-3週	Negative
大安聯合	112002	Widal Test (大套)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	≤1:80
大安聯合	112004	ASLO	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Adult : ≤200IU/mL · <5 years : ≤100IU/mL · 15-15 years : ≤250IU/mL
大安聯合	112019	螢光梅毒螺旋體抗體吸附試驗 FTA-ABS	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	Negative
大安聯合(轉林口長庚代檢)	112030	IgD	Blood	黃頭真空管	2-5mL	2-3週	<132.1mg/L
大安聯合	112041	α1-antitrypsin	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	900-200 mg/dL
大安聯合	112046	Haptoglobin	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	30-200 mg/dL
大安聯合	112050	Ceruloplasmin	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	17-31 mg/dL
大安聯合	112052	β2-microglobulin	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	609-2366 ng/mL
大安聯合	112056	Anti-mitochondrial antibody	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	1:20 (-)
大安聯合	112057	Anti-smooth muscle antibody	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	1:20 (-)
大安聯合	112058	Anti-parietal cell antibody	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<10X (-)
大安聯合	112060	Anti-dsDNA	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天/無	1:10 (-)
慈濟醫院	112061	Myoglobin	Blood	黃頭真空管	2-5mL	1-2個工作天	Male:16-96ng/mL · Female:9-8.2ng/mL
			Urine	S-Y離心管	3-10mL	1-2個工作天	N/A

大安聯合	112062	Cryoglobulin	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	Negative
大安聯合	112064	Anti-ENA Ro/La Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<1.0 (-) · Negative
大安聯合(轉台北 病理中心代檢)	112066	Anti-Basement membrane zone Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	20X (-) · Negative
大安聯合(轉台北 病理中心代檢)	112067	Anti-Intercellular substance Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	20X (-) · Negative
大安聯合	112068	Thyroglobulin antibody	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<4.5IU/mL
大安聯合	112073	感染性疾病檢查-淋巴球表面標記	Blood	塑膠蓋頭紫頭真空管	2-4mL	7-10個工作天	Lymphocyte count : 660-4800/u1 · CD4: 27-51% · CD8: 15-44% · CD4絕對值: 404-1612/u1 · CD8絕對值: 220-1129/u1 · CD4/CD8 Ratio: 0.7-2.7
大安聯合	112080	SCC腫瘤標記 (EIA/LIA)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<2.5ng/mL
大安聯合	112086	HLA-B27	Blood	紫頭真空管	2-4mL	7-10個工作天	Negative
慈濟醫院	112099	Coomb's direct IgG	Blood	紫頭真空管	2-3ml	7-10個工作天	Negative
慈濟醫院	112100	Coomb's direct C3d	Blood	紫頭真空管	2-3ml	7-10個工作天	Negative
大安聯合	112107	Chlamydia Ab IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <9.0 AU/mL
大安聯合	112110	Prealbumin	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	18.0-40.0mg/dl
大安聯合	112113	Apo B	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Male:46-174mg/dL · Female:46- 142mg/dL
大安聯合	112114	Apo A1	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Male:140-202mg/dL · Female:108- 225mg/dL
大安聯合	112121	TSH receptor Ab (EIA/LIA)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:<0.10IU/L ; Positive:≥ 0.55IU/L
大安聯合	112133	Anti-β2-glycoprotein-I Ab IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:<20.0 ; Positive ≥20.0

大安聯合	112134	Anti-TPO Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<60 IU/mL
大安聯合(轉台北 病理中心代檢)	112138	Anti-glomerular basement membrane Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	Negative: <7.0 EliA U/mL; Positive: >10.0EliA U/mL
大安聯合	112146	IgG1免疫球蛋白G1量	Blood	黃頭真空管	2-5mL	3-4週	405-1011 mg/dL
大安聯合	112147	IgG2免疫球蛋白G2量	Blood	黃頭真空管	2-5mL	3-4週	169-786 mg/dL
大安聯合	112148	IgG3免疫球蛋白G3量	Blood	黃頭真空管	2-5mL	3-4週	11-85 mg/dL
大安聯合	112149	IgG4免疫球蛋白G4量	Blood	黃頭真空管	2-5mL	3-5週	3-201 mg/dL
大安聯合	112151	Homocysteine	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作日/無	6.5-19.5µmol/L
大安聯合	112154	Anti-ENA Jo-1 Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <1.0 AI
大安聯合	112156	Anti-ENA Ribosomal-P	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <1.0 AI
慈濟醫院	112160	Free κ/λ	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	κ:3.30 ~19.40 mg/L ; λ:5.71 ~26.30 mg/L
			Urine	S-Y離心管	2-5mL		κ:0.39-15.1mg/L ; λ:0.81-10.1mg/L
大安聯合	112163	第一型人類嗜T細胞抗體 (定性)HTLV-1 antibody (qualitative)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <1.00 · Postive : ≥1.00 · S/CO
大安聯合	112171	ANCA (Anti-nutrophil cytoplasmic Ab)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	cANCA : 1 : 10 (-) pANCA : 1 : 10 (-) Atypical pANCA : 1 : 10 (-)
大安聯合	112173	Anti-ENA Sm/RNP Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <1.0 AI
大安聯合	112174	Anti-ENA Scl-70 Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <1.0 AI
大安聯合(轉台北 病理中心代檢)	112181	Acetylcholine receptor antibody	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天·如 須稀釋或複驗則再延 一批次發報告	<0.5 nmole/L
大安聯合	112189	肺炎披衣菌IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	Negative : <0.8 ; Postive : ≥1.1 · Ratio

大安聯合(轉台北 病理中心代檢)	112196	HLA-B1502 基因檢測	Blood	紫頭真空管	3-4mL	7-10個工作天	Negative
大安聯合	112198	Free PSA	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	N/A
大安聯合	112201	Anti-CCP	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<1.5-1.93 U/mL
大安聯合	112202	HCV genotyping-即時	Blood	紫頭真空管	3-10mL	10-14個工作天	N/A
慈濟醫院	112205	Cell marker-PNH(單源抗體21-30種)	Bone marrow/blood	10mL大綠頭試管	8-10mL	10-14個工作天	N/A
慈濟醫院	112206	Cell marker(單源抗體31種以上)	Bone marrow/blood	10mL大綠頭試管	8-10mL	10-14個工作天	N/A
大安聯合	112211	異常凝血酶原 PIVKA-II	Serum	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	< 40 mAU/mL
慈濟醫院	112505	CMV PCR(定量)	Blood	10mL大紫頭試管	5-10mL	10-14個工作天	Target not detected
慈濟醫院	112708	EB virus DNA(定量)	Blood	紫頭真空管	5-10mL	10-14個工作天	Target Not Detected
慈濟醫院	112710	Aspergillus Galactomannan Ag	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	<0.5(-)
大安聯合	112711	Immunoelectrophoresis-Blood	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Total Protein:6.0-8.3g/dl · Albumin:54-60.3% · Alpha1:1.8-4.0% · Alapha2:7.6-10.9% · Beta:11.4-16.1% · Gamma:13.4-20.7%M-peak Negative · No Paraprotein
大安聯合	112712	Immunoelectrophoresis-Urine	Urine	S-γ離心管	最少10mL	7-10個工作天	Total Protein:<21mg/dL
大安聯合	112713	Immunoelectrophoresis-CSF	CSF	藍頭無菌管	最少2mL	10-14個工作天	Oligo bands Negative
慈濟醫院	112716	(Blood)Cell marker for Leukemia-Lymphoid	Blood	綠頭試管	8-10mL	10-14個工作天	N/A
大安聯合(立人代 檢)	112717	螢光梅毒螺旋體抗體吸附試驗 FTA-ABs IgM	Blood	黃頭真空管	3-5mL	7-10個工作天	Negative
大安聯合	112806	H.Pylori antibody	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <0.90 · Positive : ≥1.10 · U/mL

大安聯合	112811	NSE (Neuron Specific Enolase)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<16.3 ng/mL
大安聯合	112817	CA 72-4	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<6.9 U/mL
大安聯合	112821	Apo E genotyping	Blood	紫頭真空管	2-4mL	10-14個工作天	N/A
大安聯合(轉立人代檢)	112823	Glutamic acid decarboxylase autoantibody · GAD Ab	Blood	黃頭真空管	最少3mL	40個工作天	<5 U/mL
大安聯合	113002	Amoebic Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<9.0 (-)
大安聯合	114004	CMV IgG Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative: < 6.0 AU/mL
大安聯合	114005	Herpes simplex type 1 IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative: <0.90 · Positive: ≥1.10 · Index
大安聯合	114007	Measles virus IgM(麻疹病毒抗體 IgM)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	Negative: <0.8 · Positive: ≥ 1.1 · Ratio
大安聯合	114009	Mumps virus IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative: <9.0 AU/ml; Positive: ≥ 11.0 AU/ml
大安聯合	114013	Varicella-zoster virus IgM(水痘帶狀泡疹病毒抗體 IgM)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:<0.9 · positive:≥1.1
大安聯合	114036	Anti-HBe	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:>1.0 ; Positive:≤1.0 · S/CO
大安聯合	114037	Anti-HBc (核心抗體)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:<1.0 ; Positive:≥1.0 · S/CO
大安聯合	114038	Anti-HBc IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:<0.5 ; Positive:≥1.0 · S/CO
大安聯合	114039	Anti-HAV IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:<0.8 · Positive: >1.2 · S/CO
大安聯合	114040	Anti-HAV IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:<1.0 ; Positive:≥1.0 · S/CO
大安聯合	114042	Toxoplasma gondii IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:< 1.6 IU/mL ; Positive:≥3.0 IU/mL
大安聯合	114071	Toxoplasma gondii IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:<0.50 ; Positive:≥0.60 · Index
大安聯合	114045	Rubella IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:<1.20 ; Positive:≥1.60 · Index



大安聯合	114046	EB virus VCA IgA	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:<0.8 ; Positive:≥1.1 · Ratio
大安聯合	114048	CMV IgM Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:< 0.85 ; Positive:≥1.00 · Index
大安聯合	114052	Herpes simplex type 1+2 IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:<0.90 ; Positive:≥1.10 · Index
大安聯合	114054	Mumps virus IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <0.9 ; Positive : ≥1.1 Index
大安聯合	114068	Varicella-zoster virus IgG(水痘帶狀皰疹病毒抗體IgG)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <150mIU/mL ; positive:≥150mIU/mL
大安聯合	114070	Measles virus IgG(麻疹病毒抗體IgG)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:<13.5 AU/mL ; Positive:≥16.5 AU/mL
大安聯合	114201	EB virus VCA IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <0.8 ; Positive : ≥1.1 · Ratio
大安聯合	114202	EB virus VCA IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <0.8 ; Positive : ≥1.1 · Ratio
大安聯合	114203	Herpes simplex type 2 IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <0.90 ; Positive : ≥1.10 · Index
大安聯合	114702	EBEA IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <0.8 ; Positive : ≥1.1 · Ratio
大安聯合	114703	EBNA IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <0.8 ; Positive : ≥1.1 · Ratio
大安聯合	115401	Chlamydia trachomatis RNA砂眼披衣菌核酸檢查·定性	子宮頸內膜拭子、陰道拭子、前段尿液	至檢驗科領取檢體收集套組	依檢驗單說明	7-10個工作天	Negative
大安聯合	115402	Trichomonas vaginalis RNA陰道滴蟲核酸檢查·定性	子宮頸內膜拭子、陰道拭子、前段尿液	至檢驗科領取檢體收集套組	依檢驗單說明	7-10個工作天	Negative

大安聯合	115403	Mycoplasma genitalium RNA生殖道黴漿菌核酸·定性	僅接受子宮頸內膜拭子	至檢驗科領取檢體收集套組	依檢驗單說明	7-10個工作天	Negative
大安聯合	115405	CMV PCR(定量)-Urine	Urine	S-Y離心管	最少2mL	7-10個工作天	Not Detected
慈濟醫院	115611	NPM1	Blood/B.M.	紫頭真空管	2-4ml	10-14個工作天	Undetectable
慈濟醫院	115612	FLT3/ITD	Blood/B.M.	紫頭真空管	2-4ml	10-14個工作天	Undetectable
大安聯合	115613	Anti-Mulkvian-Hormone (AMH)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	1.6-5.5 ng/mL
大安聯合	115617	C-terminal telopeptide	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Female : Pre-menopausal:0.025-0.573ng/ml Post-menopausal:0.104-1.008ng/ml Male : up to 50y:0.016-0.584ng/ml 51-70y:0.000-0.704ng/ml 71-79y:0.000-0.854ng/ml
大安聯合	115618	25-OH Vitamin D	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Sufficient: 30.0-100.0ng/mL · Insufficient: 10.0-30.0ng/mL · Deficient: <10.0ng/mL · Toxic: >100.0ng/mL
台北病理中心	115619	HLA-B5801基因檢測	Blood	紫頭真空管	3-4mL	7-10個工作天	Negative
慧智	115620	Array v1.0全方位複合式晶片檢測	羊水	特殊採檢容器	/	2-3週	N/A
慧智	115621	NIPS v2.0非侵產前染色體篩檢	Blood	cfDNA白橘頭試管	試管壁 兩條黑標線範圍內	2-3週	N/A
大安聯合	115622	AQP4 Ab	Blood	黃頭真空管	3-5mL	30-40個工作天	Negative
			CSF	藍頭無菌管	0.5-10mL	30-40個工作天	Negative
慧智	115623	子癲前症風險評估(中晚期)	Blood	黃頭真空管	3-5mL	10-14個工作天	N/A
慈濟醫院	115624	BCR/ABL轉位基因檢測(定量)	Blood	大紫頭採血管	最少10mL	10-14個工作天	0.00%

大安聯合	115625	Ketamine	Urine	S-Y離心管	3-10mL	7-10個工作天	Negative
慈濟醫院	115627	FLT3-D835血癌突變檢測	Blood	紫頭採血管	2-4mL	10-14個工作天	Undetectable
慧智	115628	HPV羅氏Cobas人類乳突病毒篩檢(慧智)	Vaginal	特殊採檢容器	/	7-10個工作天	Negative
慧智	115629	X染色體脆折症(慧智)	Blood	紫頭真空管	3-4mL	2-3週	N/A
慧智	115631	NIPS v3.0非侵產前染色體篩檢	Blood	cfDNA白橘頭試管	試管壁 兩條黑標線範圍內	2-3週	N/A
花蓮慈濟	115633	卡氏肺囊蟲 DNA (定性)	Bronchoalveolar lavage fluid (BAL) 或 Sputum · 裝至無菌檢體盒			10-14個工作天	Undetectable
大安聯合	115634	Anti-β2-glycoprotein-I Ab IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	≤ 20.0 · Negative
大安聯合	115636	Anti-NMDAR	Blood	黃頭真空管	2-5mL	30-40個工作天	Negative
			CSF	藍頭無菌管	0.5-10mL		Negative
大安聯合	115637	Cryptococcus antigen(定量)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative
			CSF	藍頭無菌管	0.5-10mL		
大安聯合	115640	Anti-HDV (D型肝炎抗體)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Non-Reactive:<1.000 ; Reactive : ≥ 1.000
慈濟醫院	115641	PML/RARα融合基因檢測(定性)	Blood	大紫頭真空管	10mL抽滿	10-14個工作天	Undetectable
慈濟醫院	115642	BCR/ABL 融合基因檢測(定性)	Blood	大紫頭真空管	10mL抽滿	10-14個工作天	Undetectable
台北病理中心	115644	BRCA1/2次世代定序基因檢測	Blood	紫頭真空管	3-4mL	30個工作天	N/A
大安聯合	115646	肺癌plasma EGFR基因突變檢測	Blood	cfDNA白橘頭試管	試管壁 兩條黑標線範圍內	10-14個工作天	N/A
慧智	115647	微星體不穩定檢測(microsatellite instability)	Blood+組織檢體切片	紫頭真空管+組織檢體切片 5um10片 or 5um 10捲	3-4mL兩管	2-3週	N/A

大安聯合	115648	HBsAg HQ(IU/mL)-定量外送	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <0.005 IU/ml
慈濟醫院	115649	Parvovirus B19檢測	Blood	紫頭真空管	2-4mL	7-10個工作天	Undetectable
慧智	115664	NIPS v1.0非侵產前染色體篩檢	Blood	cfDNA白橘頭試管	試管壁 兩條黑標線範圍 內	2-3週	N/A
慧智	115665	Array v2.0全方位複合式晶片檢測	羊水	特殊採檢容器	/	2-3週	N/A
慧智	115666	Array v3.0全方位複合式晶片檢測	羊水	特殊採檢容器	/	2-3週	N/A
大安聯合(轉林口 長庚代檢)	115669	δ-ALA (δ-aminolevulinic acid )	24小時Urine	24小時尿罐	/	3-4週	1.5-7.5 mg/day
慈濟醫院	115654	Varicella Zoster Virus (VZV) PCR	Blood	紫頭真空管	3-4mL	10-14個工作天	Undetectable
慈濟醫院	115655	HLA-AB-high resolution	Blood	大紫頭真空管	WBC count >3000/μL · 1 支大紫頭10ml 抽滿 ; WBC count< 3000/μL · 2支 大紫頭10ml抽 滿	2-3週	N/A
慈濟醫院	115656	HLA-AB-low resolution	Blood	大紫頭真空管		2-3週	N/A
慈濟醫院	115657	HLA-C-high resolution	Blood	大紫頭真空管		2-3週	N/A
慈濟醫院	115658	HLA-C-low resolution	Blood	大紫頭真空管		2-3週	N/A
慈濟醫院	115659	HLA-DRB1-high resolution	Blood	大紫頭真空管		2-3週	N/A
慈濟醫院	115660	HLA-DRB1-low resolution	Blood	大紫頭真空管		2-3週	N/A
慈濟醫院	115661	HLA-DQB1-high resolution	Blood	大紫頭真空管		2-3週	N/A
慈濟醫院	115662	(HSV定性-慈濟) Herpes simplex virus PCR	CSF/採檢棒	專用採檢棒	/	10-14個工作天	Undetectable
行動基因	115674	ACT-BRCA 遺傳型BRCA1/2癌症基因 檢測	Blood	大紫頭試管	8-10ml	3週	N/A
東生華	115676	LBx癌可明血液-癌症基因檢測73gene	Blood	黑迷彩頭管 · 2管皆抽滿		40個工作天	N/A
大安聯合	115677	介白素6/Interleukin-6	Blood	黃頭真空管	2-5ml	7-10個工作天	<7.0 pg/mL

慧智	115678	膽酸	Blood	黃頭真空管	2-5ml	7-10個工作天	1.0-6.0µmol/L
台大基因醫學部	115686	(篩檢) 男性法布瑞氏症	Blood	4ml綠頭管	1-3ml	報告時效約4~5週· 若初篩疑陽性台大 自行加做確認試驗· 需再加4週工作日· 故完整報告需8-10 週(含檢體運送及報 告回傳時效)。	1.GLA酵素活性： Normal：> 1.2 µmol/hr， Borderline：0.6-1.2 µmol/hr， 陽性：< 0.6 µmol/hr
台大基因醫學部	115687	(篩檢) 女性法布瑞氏症	Blood	4ml綠頭管	1-3ml		2.Lyso-Gb3：<0.8 ng/mL
台大基因醫學部	115688	(篩檢) 家族法布瑞氏症	Blood	4ml綠頭管	1-3ml		3.GLA基因：NA
台大基因醫學部	115689	(追蹤) 法布瑞氏症	Blood	4ml綠頭管	1-3ml		Lyso-Gb3：<0.8 ng/mL
台大基因醫學部	115690	(篩檢) 龐貝氏症	Blood	4ml綠頭管	1-3ml		1. GAA酵素活性：>3 µmol/hr)
台大基因醫學部	115691	(篩檢) 家族龐貝氏症	Blood	4ml綠頭管	1-3ml		2. GAA 基因：NA
台大基因醫學部	115692	(追蹤) 龐貝氏症	Urine	S-γ離心管	至少2ml		尿中葡萄糖四糖(urine Glu 4)： <7.0 mmol/mol Cre)
台大基因醫學部	115693	(篩檢) 高雪氏症	Blood	4ml綠頭管	1-3ml		1. GBA酵素活性：>0.7 µM/hr
台大基因醫學部	115694	(篩檢) 家族高雪氏症	Blood	4ml綠頭管	1-3ml		2. Lyso-Gb1：<40ng/mL
台大基因醫學部	115695	(追蹤) 高雪氏症	Blood	4ml綠頭管	1-3ml		3. GBA基因：NA  Lyso-Gb1：<40ng/mL
大安聯合	115699	Neisseria gonorrhoeae DNA淋病 雙球菌核酸檢查·定性	子宮頸內膜拭子、 陰道拭子、 前段尿液	至檢驗科領取檢體收集 套組	依檢驗單說明	7-10個工作天	Negative
大安聯合	115803	HPV人類乳突病毒篩檢(大安聯合)	Vaginal	專用試管	/	10-14個工作天	Negative
大安聯合	115871	Paraquat (serum)	Blood	黃頭真空管	3-5mL	10-14個工作天	Undetectable·0.0µg/mL
			Urine	S-γ離心管	5-10mL	10-14個工作天	
<del>大安聯合</del>	<del>115880</del>	<del>Alpha-1-Antitrypsin (Stool) test——(2023.08.21關)</del>	<del>Stool</del>	<del>張氏糞便濃縮集卵瓶</del>	<del>約5公克</del>	<del>2-3週</del>	<del>0-2.957mg/g</del>
大安聯合	115883	(HSV定量-大安) Herpes simplex virus PCR僅限血液	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	HSV 1 DNA Quantitative：Target Not Detected；HSV 2 DNA Qualitative ：Negative
大安聯合	115885	Free testosterone	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	M:2.62-16.7 ng/dL·F:0.08-1.07 ng/dL
大安聯合	115886	Cyfra 21-1	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	< 3.3 ng/mL

慧智	115887	第二孕期四指標唐氏症篩檢	Blood	黃頭真空管	2-5mL	2-3週	N/A
慧智	115894	第一孕期唐氏症篩檢	Blood	黃頭真空管	3-5mL	10-14個工作天	N/A
慈濟醫院	115895	PML/RAR $\alpha$ 融合基因檢測(定量)	Blood/B.M.	大紫頭採血管	10ml	10-14個工作天	0.00%
慈濟醫院	115896	JAK2基因V617F突變點篩檢	Blood/B.M.	大紫頭採血管	10ml	10-14個工作天	Undetectable
慧智	115897	PIGF	Blood	黃頭真空管	3-5mL	10-14個工作天	N/A
慧智	115898	三合一(第一孕期唐氏症篩檢+子癩)	Blood	黃頭真空管	3-5mL	10-14個工作天	N/A
慈濟醫院	115908	血液細胞染色體檢查(符合補助)	Blood	綠頭真空管	成人:10mL	3週	N/A
	115910	血液細胞染色體檢查(不符合補助)			孩童:5mL		
慧智	115931	地中海型貧血檢查-符合補助	Blood	紫頭真空管 2支	各3mL	3週	N/A
	115932	地中海型貧血--不符合補助		黃頭真空管1支	5mL		
大安聯合	115942	SMA 脊髓性肌肉萎縮症基因檢測	Blood	紫頭真空管	1-3mL	7-10個工作天	無常見缺失型帶因
慧智	115956	地中海型貧血檢查(羊水)符合補助	羊水	運送羊水特殊保麗龍盒	10-20ml	3週	N/A
	115957	地中海型貧血檢查(羊水)不符合補助					
大安聯合	115958	DR-70腫瘤標記	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<1.0 $\mu$ g/Ml
大安聯合	124023	IGF-1	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	
慈濟醫院	125007	細胞遺傳學檢查Cytogenetics(含染色體檢查)	Bone marrow	綠頭真空管	8-10mL	3週	N/A
大安聯合	127031	Aldosterone (RIA)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	立姿:48.3-270.0 pg/mL · 臥姿:68.0-173.0 pg/mL Serum :

大安聯合	127032	PRA (RIA) 血漿腎素活性免疫分析	Blood	紫頭真空管	2-4mL	7-10個工作天	清晨·仰臥： 0.32-1.84ng/mL/hr (2.5-97.5 <sup>th</sup> perc.) 0.30-1.90ng/mL/hr (Min-Max) 直立·兩小時： 0.60-4.18ng/mL/hr (2.5-97.5 <sup>th</sup> perc.) 0.48-4.88ng/mL/hr (Min-Max)																																																
大安聯合	127057	17 $\alpha$ -氫氧基黃體脂酮 17 $\alpha$ -OHP	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	Follicular : 0.32-1.47 ng/mL Luteal : 0.25-2.91 ng/mL Post-Menopausal : 0.19-0.71 ng/mL Contraception : 0.20-1.90 ng/mL Male : 0.63-2.15 ng/mL																																																
立人醫事檢驗所	<del>127066</del>	<del>Pepsinogen I</del>	<del>/</del>	<del>/</del>	<del>/</del>	<del>/</del>	<del>N/A</del>																																																
立人醫事檢驗所	<del>127701</del>	<del>Pepsinogen II</del>	<del>/</del>	<del>/</del>	<del>/</del>	<del>/</del>	<del>N/A</del>																																																
立人醫事檢驗所	901687	<del>Pepsinogen (I/II) (組套頭)</del>	Blood	黃頭真空管	3-5mL	7-10個工作天	>3.0																																																
大安聯合	127077	EPO test紅血球生成因子檢驗	Blood	黃頭真空管	4-5mL	10-14個工作天	4.3-29.0 mIU/ml																																																
大安聯合	127079	Free beta HCG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<0.16 ng/mL																																																
大安聯合	127080	硫酸-DHEA DHEA-SO4	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Age, years</th> <th colspan="2">Children</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt; 1 Week</td> <td colspan="2">108 - 607</td> </tr> <tr> <td>1 - 4 Weeks</td> <td colspan="2">31.6 - 431</td> </tr> <tr> <td>1 - 12 Mos.</td> <td colspan="2">3.4 - 124</td> </tr> <tr> <td>1 - 4 y</td> <td colspan="2">0.47 - 19.4</td> </tr> <tr> <td>5 - 10 y</td> <td colspan="2">2.8 - 85.2</td> </tr> <tr> <th>Age, years</th> <th>Female</th> <th>Male</th> </tr> <tr> <td>10 - 14</td> <td>33.9 - 280</td> <td>24.4 - 247</td> </tr> <tr> <td>15 - 19</td> <td>65.1 - 368</td> <td>70.2 - 492</td> </tr> <tr> <td>20 - 24</td> <td>148 - 407</td> <td>211 - 492</td> </tr> <tr> <td>25 - 34</td> <td>98.8 - 340</td> <td>160 - 449</td> </tr> <tr> <td>35 - 44</td> <td>60.9 - 337</td> <td>88.9 - 427</td> </tr> <tr> <td>45 - 54</td> <td>35.4 - 256</td> <td>44.3 - 331</td> </tr> <tr> <td>55 - 64</td> <td>18.9 - 205</td> <td>51.7 - 295</td> </tr> <tr> <td>65 - 74</td> <td>9.40 - 246</td> <td>33.6 - 249</td> </tr> <tr> <td>&gt; 75</td> <td>12.0 - 154</td> <td>16.2 - 123</td> </tr> </tbody> </table>	Age, years	Children		< 1 Week	108 - 607		1 - 4 Weeks	31.6 - 431		1 - 12 Mos.	3.4 - 124		1 - 4 y	0.47 - 19.4		5 - 10 y	2.8 - 85.2		Age, years	Female	Male	10 - 14	33.9 - 280	24.4 - 247	15 - 19	65.1 - 368	70.2 - 492	20 - 24	148 - 407	211 - 492	25 - 34	98.8 - 340	160 - 449	35 - 44	60.9 - 337	88.9 - 427	45 - 54	35.4 - 256	44.3 - 331	55 - 64	18.9 - 205	51.7 - 295	65 - 74	9.40 - 246	33.6 - 249	> 75	12.0 - 154	16.2 - 123
Age, years	Children																																																						
< 1 Week	108 - 607																																																						
1 - 4 Weeks	31.6 - 431																																																						
1 - 12 Mos.	3.4 - 124																																																						
1 - 4 y	0.47 - 19.4																																																						
5 - 10 y	2.8 - 85.2																																																						
Age, years	Female	Male																																																					
10 - 14	33.9 - 280	24.4 - 247																																																					
15 - 19	65.1 - 368	70.2 - 492																																																					
20 - 24	148 - 407	211 - 492																																																					
25 - 34	98.8 - 340	160 - 449																																																					
35 - 44	60.9 - 337	88.9 - 427																																																					
45 - 54	35.4 - 256	44.3 - 331																																																					
55 - 64	18.9 - 205	51.7 - 295																																																					
65 - 74	9.40 - 246	33.6 - 249																																																					
> 75	12.0 - 154	16.2 - 123																																																					

大安聯合	130020	Anti-cardiolopin IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	≤ 20.0 CU · Negative
大安聯合	130027	抗磷脂抗體 Anti-phospholipid antibody	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	≤ 20.0 CU · Negative
大安聯合	130028	Anti-cardiolopin IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	≤ 20.0 CU · Negative
大安聯合	901068	CgA檢測	Blood	黃頭真空管	3-5mL	10-14個工作天	< 101.9 ng/mL
大安聯合	221024	丙型肝炎病毒釋放試驗IGRA檢驗 (不含試劑費)	Blood	Gold Plus專用管(4管)	1mL (每管)	2-3週	
慈濟醫院	112715	NTM typing (NTM分型)	/	/	/	/	/
台大基因醫學部	109711	先天甲狀腺低功能症	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	109712	先天腎上腺增生症	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	109713	蠶豆症	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	109714	半乳糖血症	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	109715	苯酮尿酸	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	109716	高胱氨酸尿症	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	109717	楓糖尿症	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	109718	甲基丙二酸血症	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	109719	異戊酸血症	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	109720	戊二酸血症第一型	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	109721	中鏈醯輔酶A去氫酶缺乏症	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	109723	新生兒罕病篩檢自動複驗	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	157403	新生兒篩檢 (出生一個月內)	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	157406	新生兒篩檢 (出生超過一個月以上)	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal



台大基因醫學部	157407	新生兒篩檢 (低收入戶)	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	157408	新生兒篩檢 (原住民)	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	157409	龐貝氏症篩檢	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	157410	嚴重複合型免疫缺乏症	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	157411	串聯質譜儀10項	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	157412	新生兒篩檢-父母無本國籍身分	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	157413	自費新生兒篩檢5項 (FAB+GD+MPS I+MPS II+BD)	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	157414	自費新生兒篩檢5項複驗 (FAB/GD/MPS I/MPS II/BD)	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	157415	自費新生兒篩檢 (ALD)	Blood	新生兒篩檢片		3-4週	Normal
台大基因醫學部	157416	全套自費及免費篩檢項目 (新生兒篩檢)	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	157417	全套自費及免費篩檢項目 (新生兒篩檢) 自費	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
大安聯合	157418	新生兒唾液CMV篩檢 (配合計畫)	唾液	COPAN FLOQSwabs® 520C		10-14天	Not detected