檢驗類別	HIS 4.0碼	檢驗項目	檢體	採檢容器	檢體量	普件/急件完成時間	生物參考區間
							Glucose: - ~ 50 mg/dL
							Bilirubin:-
尿液	L72-700	尿常規檢查( Urine strip+Sediment)	Urine	S-Y離心管	3-10ml	2小時/30分鐘	Ketone body: - ~ +/-
							Specific gravity:1.003 ~ 1.035
							Blood: - ~ +/-
							PH: 5.0 ~ 8.0
							Protien: - ~ 20 mg/dL
尿液	L72-701	Urine strip	Urine	s-y離心管	3-10ml	2小時/30分鐘	Urobilinogen: Normal
							Nitrite:-
							Leukocyte:- ~ +/-
							RBC: 0-2/HPF
		Urine sediments	Urine	S-Y離心管			WBC: 0-5/HPF
尿液	L72-703				3-10ml	2小時/30分鐘	EP cell: 0-5/HPF
							Cast: - /LPF
							Bact:-
尿液	L72-707	懷孕試驗 (H.C.G)	Urine	s-Y離心管	3-10ml	15分鐘/30分鐘	N/A
尿液	L72-M78	Dysmorphic RBC - Urine	Urine	s-Y離心管	3-10ml	2小時/30分鐘	N/A
尿液	L72-Y40	Trichomonas	Secretion fluid	載玻片	-	2小時/30分鐘	Not Found
尿液	L72-N25	Prostate massage fiuid	Prostate	載玻片	-	2小時/30分鐘	N/A
尿液	L72-M98	Clue Cell	Secretion fluid	載玻片	-	2小時/30分鐘	Not Found
尿液	72-M06	子宮頸黏液檢查 Postcoital test	Secretion fluid	載玻片	-	2小時/30分鐘	N/A
尿液	L72-M79	(PrEP計畫專用)懷孕試驗(H.C.G)	Urine	S-Y離心管	3-10ml	30分鐘/15分鐘	N/A
糞便	L72-731	糞便潛血化學法 Stool occult blood	Stool		花生米大小	2個工作天/30分鐘	(-)
糞便	L72-745	酸鹼值 PH	Stool	 	花生米大小	2個工作天 /2小時	7.0-8.0
糞便	L72-730	Stool routine	Stool	- JV DA SA	花生米大小		OB: Negative ; Ova:Not Found

				7		,, _	
糞便	L72-737	Parasite(含Amoeba)寄生蟲卵濃縮法	Stool		拇指頭大小	3個工作天	Not Found
糞便	L72-732	糞便潛血免疫分析 Stool occult blood (iFOB)	Stool	Abon糞便潛血採檢 管	沾滿採檢棒前 端螺旋處	3個工作天/60分鐘	Negative
糞便	L72-N28	(預防保健)定量免疫法糞便潛血檢查 (≥50 歳 ≤75歳)	Stool	Eiken FOBT 糞便	0.5g	3個工作天/無	<100 ng/mL(-)
糞便	L72-N07/M27- 325D	健檢-定量糞便潛血免疫法(自費)	Stool	<b>潜血採檢管</b>	0.5g	3個工作天/無	<100 ng/mL(-)
糞便	L72-Y32	Wright's stain(stool)	Stool	張氏糞便濃縮集卵瓶	花生米大小	2個工作天 /2小時	Not Found
糞便	L72-M05	胃液/嘔吐物潛血反應檢查occult blood	胃液/嘔吐物	無菌檢體盒	/	24小時 (例假日順延) /30 分鐘	(-)
糞便	L72-770	糞便幽門螺旋桿菌抗原	Stool	胃來試糞便採檢管	沾滿採檢棒前 端螺旋處	3個工作天/60分鐘	Negative
							PH:≥7.2; Volume:> 1.4 <del>1.5-5.0</del> mL; WBC:< 1 x 106/mL
精液檢查	L72-761	精液分析 Semen analysis	Semen	無菌檢體盒	-	當天/2小時	Viscosity 30/60分鐘 : N/A
							Motility: > 42.0 > 40 %; Count: > 16.0 > 15 × 106/mL
							Morphology: > 4% Normal Form °
血液	L72-013	E.S.R.	Blood	黑頭/紫頭真空管	1.5mL/2mL	當日/60分鐘	0-20.0 mm/1hr
血液	L72-001 ; L72-001L	CBC-I (八項)	Blood	紫頭真空管	1-3mL	4小時/ 急診40分鐘・其他60分鐘	WBC 4.14-10.52×103/μL RBC Male:4.31-5.95×106/μL ; Female:3.8-5.08×106/μL HGB Male:13.4-17.2 g/dL ; Female:11.1-15.1 g/dL HCT Male:39.8-50.7% ; Female:34.7-45.1% MCV 83.4-98.5 fL MCH 27.4-33.3 pg MCHC 32.1-35.2 g/dL RDW-CV 11.7-14.7% PLT 160-370×103/μL

血液	L72-015	WBC differential count	Blood	紫頭真空管	1-3mL	4小時/ 急診40分鐘·其他60分鐘	NEUT%: 41.8- 70.8 %; LYMPH%: 20.7- 49.2%; MONO%: 3.6- 9.2 %; EO%: 0.5- 7.5 %; BASO%: 0.2- 1.5 %
血液	L72-016	Malaria	Blood	紫頭真空管	1-3mL	4小時/無	Not Found
血液	L72-009	Reticulocyte	Blood	紫頭真空管	1-3mL	4小時/ 急診40分鐘·其他60分鐘	0.87%~2.26%
血液	L72-017	RBC morphology紅血球形態	Blood	紫頭真空管	1-3mL	4小時/60分鐘	Normal
血液	L72-062	Eosinophil count	Blood	紫頭真空管	1-3mL	4小時/ 急診40分鐘·其他60分鐘	80-360 / µl
血液	L72-M41	Bleeding time (Duke method)	Blood	Lancet		60分鐘	1.0~3.0 min
血液	L72-M25	Clotting time	Blood	玻璃管	每管1mL 共三管	60分鐘	8.0~15.0 min
血液	L72-040	Fibrinogen	Blood	藍頭真空管	1.8或2.7mL	4小時/ 急診50分鐘·其他60分鐘	190~380 mg/dL
血液	L72-037	Prothrombin time(PT)	Blood	藍頭真空管	1.8或2.7mL	4小時/ 急診50分鐘·其他60分鐘	8.0~12.0 sec.
血液	L72-038	PTT	Blood	藍頭真空管	1.8或2.7mL	4小時/ 急診50分鐘·其他60分鐘	23.9~35.5 sec.
血液	L72-M76	Betke stain (fetal Hb)胚胎血色素 染色					
血液	L72-076	Mixing PT	Blood	藍頭真空管	1.8或2.7mL	3個工作天/無	N/A
血液	L72-077	Mixed APTT	Blood	藍頭真空管	1.8或2.7mL	3個工作天/無	N/A
血液	L72-M57	Reticulocyte(含Ret-He)	Blood	紫頭真空管	1-3mL	4小時/ 急診40分鐘·其他60分鐘	31.7-37.6 pg
血液	L72-M69	骨髓檢查合併細胞分類計數	Bone marrow	紫頭真空管		由血液醫師判讀	
血液	L72-M16	血液抹片檢查	Blood	紫頭真空管	1-3mL	當天	
血液	L72-475	C13-urea breath 碳-13尿素呼氣檢查 幽門螺旋桿菌感染	吹氣	集氣袋		當日/30分鐘	<3.5
血液	L72-M63	Transcutaneous bilirubin經皮測黃 疸值	Blood			當天	

血液氣體	L72-530*	Blood gas analysis	動(靜)脈血	heparin Syringe (冰浴)	0.5-3mL	20分鐘/10分鐘	PH:7.35 - 7.45; PCO2:35.0 - 45.0 mmHg; PO2:80.0 - 100.0 mmHg; HCO3:24.0-28.0 mmol/L; tCO2:21.0-27.0 mmol/L; ABE:-2.0-2.0; SO2:95.0 - 99.0 %
血液氣體	L72-532*	Carboxylemoglobin—氧化碳血紅素	動脈血			20分鐘/10分鐘	成人 動脈血液:不吸菸 0.5 ~ 2.5%;吸菸 8.0 - 9.0%
血液氣體	L72-532*	Methemoglobin高鐵血紅素	動脈血			20分鐘/10分鐘	成人 動脈血液 : 0.4-1.5 %
體液	L72-751A	腹水分析 Ascitic fluid analysis	Ascites	藍頭無菌管+ heparin	3-5mL	4小時/60分鐘	N/A
體液	L72-751B	胸水分析 Pleural fluid analysis	Pleural effusion	藍頭無菌管+ heparin	3-5mL	4小時/60分鐘	N/A
體液	L72-751C	腦脊髓液分析 CSF	CSF	藍頭無菌管	2-5mL	4小時/60分鐘	成人 : WBC:0-5/µl
體液	L72-759	關節囊液分析-常規檢查 Rout	Joint fluid	藍頭無菌管+ heparin	3-5mL	4小時/60分鐘	WBC<200/µl
生化	L72-145L	64產檢-Rubella IgG					Positive: > 15 IU/mL
生化	L72-145	Rubella IgG	Blood	黃頭真空管	1-5mL	每周一三五/無	Negativive: <10 IU/mL  Equivocal: 10 - 15 IU/mL
生化	L72-512*	Urine-osmolarity	Urine	S-Y離心管	3-10 mL	時間1.2/40分鐘	spot urine: 50 - 1200 mosm/L  24 hrs urine: 400- 600 mosm/L
生化	L72-511*	Blood osmolality	Blood	黃頭真空管	1-5 mL		275 - 295 mosm/L
生化	L72-041	D dimer test	Blood	紫頭真空管	1-4 mL	60分鐘	< 400 ng/mL
生化	L72-305	Cholesterol	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	正常理想值:< 200 mg/dL 邊緣性高值:201-239 mg/dL 高值:>240 mg/Dl
			體液 (註2)	藍頭無菌管	1-10 mL	60分鐘/40分鐘	未提供
<i>H</i> - /I	T.70 207 / 500 :		Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	味用4 0/40八 <del>年</del>	7 - 25mg/mL
生化	L72-307/-503*	RON	24 hrs Urine	24小時尿罐		時間1.2/40分鐘	7-16 g / 24 hours
生化	L72-310	Triglyceride	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	< 150 mg/dL

生化	L72-314	Glucose Fasting	Blood(註1)	黃頭/灰頭真空管	1-4 mL	24小時/40分鐘	70 - 100 mg/dL 臨床決策值: 糖尿病的診斷標準:(以下任一點均可) a.出現典型的糖尿病症狀如多尿、多渴、多吃、體重減輕·而其任意血漿葡萄糖濃度有二次≥200mg/dL。b.空腹八小時以上·其葡萄糖濃度有二次≥126mg/dL(正常人小於110mg/dL,如大於110但小於126mg/dL則稱為空腹葡萄糖障礙1FG」)。c.口服葡萄糖耐量試驗·其二小時血漿葡萄糖濃度≥200mg/dL(二次)即為糖尿病。(正常為140mg/dL以下·如≥140mg/dL但<200mg/dL則稱為「葡萄糖耐量異常1GT」)。d. HbA1c:>6.5%
生化	L72-315	Glucose PC	Blood(註1)	黃頭/灰頭真空管	1-4 mL	24小時/無	< 120 mg/dL
			Blood(註1)	黃頭/灰頭真空管	1-5 mL	24小時/40分鐘	未提供
		Glucose Spot	CSF	藍頭無菌管	1-10 mL		40 - 70 mg/dL(成人CSF)
生化	L72-501/L72-		001	m3////	1 10 M2	60分鐘/40分鐘	60 - 80 mg/dL(小孩CSF)
	N67		體液 (註2)	藍頭無菌管	1-10 mL		未提供
			24 hrs Urine	24小時尿罐	10mL	時間1.2/30分鐘	未提供
			Urine	S-Y離心管	3-10mL	時間1.2/30分鐘	未提供
生化	L72-317	HbAlc	Blood	紫頭真空管	1-4 mL	每週一三五/無	4.0 - 5.6 % 臨床決策值: HbA1c:5.7-6.4% 糖尿病高危險群 HbA1c:>=6.5% 診斷糖尿病標準之一,但仍需配合臨床症狀及血糖值。
生化	L72-389	Т4	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/無	5.7-10.91 μg/dL
			Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	8.6 - 10.3 mg/dL
生化	L72-327	Ca (Calcium)	Urine	S-Y離心管	3-10mL	H기I미 ▼ • ▽ \ 4 ∩ \기 減重	未提供
			24 hrs Urine	24小時尿罐		時間1.2/40分鐘	100 -300 mg/day
			Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL		2.5 - 5.0mg /dL
生化	L72-329	P (Phosphorus)	Urine	S-Y離心管	3-10mL	時間1.2/40分鐘	未提供
			24 hrs Urine	24小時尿罐			0.3-1.3 g/24hrs

				女 /// 亲恶专的答			Male: 4.4 - 7.6 mg/dL
生化	7.70. 221		Blood	黃/綠頭頭真空管	1-5 mL	□ □ □ 0 /4 0 八倍	Female: 2.3 - 6.6 mg/dL
土16	L72-331	Uric acid	0.4 h	24小時尿罐		時間1.2/40分鐘	Male: 250-800 mg/24 hours
			24 hrs Urine	24小时水唯 —			Female: 250-750 mg/24 hours
			Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL		Male:0.7 - 1.3 mg/dL
生化	L72-333	Creatinine	BIOOG	英城/林城兵工后	T-2 IIII	時間1.2/40分鐘	Female:0.6 -1.2mg/dL
			Urine	S-Y離心管	3-10mL		未提供
			24hr Urine	記雄			Male:14-26 mg/kg/24hrs°
生化	L72-311/- 334/-338	肌酐、尿 Creatinine (U) CRTN	Z4III OIIIIe	) VV UE		時間1.2/無	Female:11-20 mg/ kg/24hrs °
			Spot Urine	S-Y離心管	3-10mL		未提供
	L72-336		Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL		29-103 U/L
生化	L72-337	Amylase	Urine	S-Y離心管	3-10mL	時間1.2./40分鐘	Male:16-491 U/L
	172 337		OTTILE	2 IMPO	3 101111		Female:21-447 U/L
生化	L72-380	Fe (Iron)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	50-212 ug/dL
		Na (Sodium)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	136 - 146 mmol/L
生化	L72-355		Urine	S-Y離心管	3-10mL	時間1.2/40分鐘	未提供
			24 hrs Urine	24小時尿罐			40-220 mmol/day°
			Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL		3.5 - 5.1 mmol/L°
生化	L72-356	K (Potassium)	Urine	S-Y離心管	3-10mL	時間1.2/40分鐘	未提供
			24 hrs Urine	24小時尿罐			25-125 mmol/day°
			Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL		101 - 109 mmol/L
生化	L72-357	Cl (Chloride)	Urine	S−Y離心管	3-10mL	時間1.2/40分鐘	未提供
			24 hrs Urine	24小時尿罐			110-250 mmol/day°
生化	L72-360/-517*	AST (GOT)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	13-39 U/L
生化	L72-361/-518*	ALT (GPT)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	7-52 U/L°
生化	L72-363/-519*	Alkalinphosphatase	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	34 - 104 U/L°
生化	L72-365/-515*	Bilirubin total	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	0.3-1.0 mg/dL

生化	L72-366/- 514*/M32- 015 (小兒)	Bilirubin direct	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	0.03 - 0.18 mg/dL
生化	L72-368/-516*	r-GT	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	9-64 U/L
生化	L72-374/-555*	СРК	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	60分鐘/40分鐘	30-223 U/L
			Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	140 - 271 U/L°
生化	L72-376/-556*	LDH	CSF	藍頭無菌管	1-10 mL	60分鐘/40分鐘	未提供
			體液(註2)	藍頭無菌管	1-10 mL		未提供
生化	L72-J42	TIBC	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	205 -567 ug /dL
生化	L72-534*	Ammonia	Blood	紫頭真空管(冰浴)	1-4mL	40分鐘	18-72 μmol/L °
生化	L72-17J/- 303/-559*	Albumin	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	3.5-5.7 g/dL
生化	L72-17J/-302	Globulin球蛋白	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	未提供
生化	L72-325/L72-	Total protein	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	6.4-8.9 g/dL°
工化	536*	local process	體液(註2)	藍頭無菌管			
			CSF	藍頭無菌管	1-10 mL	時間1.2/40分鐘	成人:15-45 mg /dL
生化	L72-326		CSF	盖以無因目	1-10 1111	時間1.2/40分鐘	新生兒(<1M):15-130 mg/Dl
土化	172-326	Micro total protein	Urine	S-Y離心管	3-10mL	時間1.2/40分鐘	未提供
			24 hrs Urine	24小時尿罐		時間1.2/40分鐘	50-80mg/24hrs
生化	L72-306	H.D.L. cholesterol	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	Men: ≧ 40mg/dL°
							Female: ≥ 50mg/dL°
生化	L72-304	L.D.L. cholesterol	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	< 100 mg/dL
			Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL		1.9 - 2.7 mg/dL°
生化	L72-343/-557*	Mg (Magnesium)	Urine	S-Y離心管	3-10mL	時間1.2/40分鐘	未提供
			24 hrs Urine	24小時尿罐			24 - 255 mg/24 hours°

生化	L72-065	G6PD定量 G6PD quantitative	Blood	紫頭真空管	0.5-4mL	每週四/無	new bron(< 7天):12.5-21.6 U/gHb;children (3 mon-12y):8.8-21.6 U/gHb;adult(>12y):6.4-12.9 U/gHb
生化	L72-065A	優生保健 G6PD (國健局補助)	Blood	紫頭真空管	0.5-4mL	每週四/無	同上
			Blood	灰頭真空管(冰浴)	2-4mL		0.5 - 2.2 mmol/L
							成人:1.1 - 2.4 mmol/L
生化	L72-419/-537*	Lactic Acid (lactate)	CSF	藍頭無菌管	1-10 mL	40分鐘	新生兒<3天:1.1 - 6.7 mmol/L
			CSF	盖頭無困目	1-10 ML		出生3-10天:1.1 - 4.4 mmol/L
							出生超過10天: 1.1 - 2.8 mmol/L
生化	L72-339/-510*	Lipase	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/30分鐘	11- 82 U/L°
生化	L72-553/-553*	CK-MB mass	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	60分鐘/30分鐘	0.6 - 6.3 ng/ mL
生化	L72-566/-566*	hs-Troponin I 高敏感心肌旋轉蛋白	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	30分鐘	Negative :17.9 pg/mL;Equivocal: 17.9~87.5 pg/mL(建議間隔3-4小時再測一次); Positive:> 87.5 pg/mL
生化	L72-390	Free T4 (EIA/LIA)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/無	0.54 - 1.40 ng/dL
生化	L72-393	TSH(EIA/LIA)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./無	一般族群 (18-88歳男性和非懷孕女性): 0.38-5.33 IU/mL。 孕婦(妊娠第1 期):0.05 - 3.70 IU/mL 孕婦(妊娠第2期):0.31 - 4.35 IU/mL 孕婦(妊娠第3 期):0.41 - 5.18 IU/mL
生化	L72-488	Blood cortisol	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/無	AM 8.7 -22.4 ug/dL;PM < 10 ug/dL
生化	L72-488	Daily urine cortisol	24 hrs Urine	24小時尿罐		時間1.2/無	39 -348 ug/ day
生化	L72-391/-391*	T3 (EIA/LIA)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/無	0.74-1.46 ng/mL

生化	L72-481	Prolactin (PRL)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/無	male:2.64 - 13.13 ng/mL; female(<50 y):3.34 -26.72 ng/mL; female(>50 y):2.74 - 19.64 ng/mL
生化	L72-491	Testosterone (EIA/LIA)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/無	male(18-66y):175 - 781 ng/dL;female(21-73y): 10 - 75 ng/dL
生化	L72-396	Parathyroid Hormone Intact (PTH-i)	Blood	紫頭真空管	1-4 mL	三個工作日/無	12- 88.0 pg/ml
							Male: 1.27 - 19.26 mIU/mL
							濾泡期:3.85 − 8.78 mIU//mL
生化	L72-483	濾泡刺激素免疫分析 FSH (EIA/LIA)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/無	週期高峰期:4.54 - 22.51 mIU/mL
							黃體期:1.79 - 5.12 mIU/mL
							更年期:16.74 - 113.59 mIU/mL
							Male: 1.24 - 8.62 mIU/mL
		LH (EIA/LIA)		黃頭/綠頭真空管			濾泡期:2.12 − 10.89 mIU/mL
生化	L72-482		Blood		1-5 mL	時間1.2/60分鐘	週期高峰期:19.18 - 103.03 mIU/mL
							黃體期:1.20 - 12.86 mIU/mL
							更年期:10.87 - 58.64 mIU/mL
生化	L72-484	Estradiol (E2) <sup>二</sup> 氫基春情素免疫分析	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/60分鐘	female: 停經後女性(未接受激素治療):<25.1 pg/mL 非懷孕女性 早期濾泡(排卵前10-14天): 22.4-115 pg/mL 中期濾泡(排卵前4-9天): 25.0-115 pg/mL 排卵日: 32.1-517 pg/mL 黃體期(排卵後的4-11天): 36.5-246 pg/mL

生化	L72-541*	血清酮體定量分析	Blood	綠頭真空管	1-5 mL	30分鐘	< 0.6 mmol / L ●臨床決策值: < 0.6 mmol/L:1.無須處理。2.按時監測血糖。 0.6-1.5 mmol/L :於2-4小時內再次檢查血糖和血酮值。 1.5-3.0 mmol/L :1.可能正處於形成酮酸中毒(DKA)的危險中。
				紫頭真空管	1-4 mL		2.盡快就診。 >3.0 mmol/L:需儘快就診,進行緊急治療。
生化	L72-326	Daily urine protein	24hrs Urine	24小時尿罐		時間1.2/無	50-80 mg/24hrs
生化	L72-437/-551*	Theophylline	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	24小時/30分鐘	10 - 20 μg/ml;TOXIC : >20 μg/ml
生化	L72-435/-549*	Digoxin	Blood	黃頭	1-5 mL	24小時/30分鐘	1.0-2.0 ng/mL
生化	L72-552*	Alcohol (一般傷病)	Blood	黃頭/綠頭真空管 (註3)	1-5 mL	60分鐘/30分鐘	N/A
生化	L72-111/- 112/-547*	CRP	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2.3./30分鐘	< 1.0 mg/dL
生化	L72-486/-486*	β-HCG	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	24小時/30分鐘	< 5 mIU/mL
生化	L72-139	PSA	Blood	黃頭真空管	1-5 mL	時間1.2/無	< 4.0 ng/mL
生化	L72-489	Ferritin	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/無	male:23.9 - 336.2 ng/mL; female:11.0- 306.8 ng/mL
生化	L72-570*	Procalcitonin(PCT)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	60分鐘/30分鐘	< 0.5 ng/mL
生化	L72-565*	BNP	Blood	紫頭真空管	1-4 mL	60分鐘/30分鐘	< 100 pg/mL
生化	L72-571*	NT-pro BNP	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	60分鐘/30分鐘	0-74歳<125 pg/mL;75以上 <450 pg/mL
生化	L72-111	HS-CRP	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/30分鐘	< 1.0mg/dL
生化	*	Urine protein/creatinine ratio	Urine	S-Y離心管	3-10 mL	時間1.2/無	
生化	L72-522*	Free calcium	Blood	黃頭試管	1-5 mL	時間1.2/30分鐘	1.120-1.320mmol/L

生化	L72-319	O.G.T.T.(100g)	Blood	灰頭真空管	1-4 mL	24小時	AC: 105 mg/dL; 1hr: 190 mg/dL; 2hr: 165 mg/dL; 3hr: 145 mg/dL
生化	L72-M14	O.G.T.T. (75g)	Blood	灰頭真空管	1-4 mL	24小時	AC: 70 -100 mg/dL; 2hr: <140 mg/dL 臨床決策值: 正常: AC 70-100 mg/dL, 2hr <120 mg/dL 空腹葡萄糖障礙 (IFG): AC 110-125 mg/dL, 2hr <140 mg/dL 葡萄糖耐量異常(IGT): AC ≦126 mg/dL, 2hr 140-199mg/dL 糖尿病: AC ≧126 mg/dL, 2hr ≧200mg/dL
生化	L72-320	孕婦GDM專用-OGTT (100g)	Blood	灰頭真空管	1-4 mL	24小時	AC: 105 mg/dL; 1hr: 190 mg/dL; 2hr: 165 mg/dL
生化	L72-M64	LDL-C(僅限成健專用)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2/40分鐘	< 100 mg/dL
生化	L72-M67	(PrEP計畫專用)腎功能eCrCl	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	Male:0.7 - 1.3 mg/dL;Female:0.6 - 1.2mg/dL
生化	L72-M66	(PrEP計畫專用) S-GOT檢查	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	13-39 U/L
生化	L72-M65	(PrEP計畫專用)S-GPT檢查	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	7-52 U/L°
生化	L72-341	Lithiun	Blood	黃頭	1-5 mL	時間1.2./40分鐘	治療範圍:0.6-1.20 mmol/L·TOXIC: >1.5 mmol/L
生化	L72-490	Progesterone	Blood	黃頭真空管	2-5ml	時間1.2./無	男性:≤0.25 - 0.56 ng/mL;女性濾泡期:≤ 0.25 - 0.54 ng/mL;女性黃體期:1.5 - 20.00 ng/mL;女性排卵:≤0.25 - 6.22 ng/mL;女性停經:<0.41 ng/mL。
生化	L72-460	Anti-Mulkvian-Hormone (AMH)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	時間1.2./無	18-24歲>1.62 ng/mL;25-29歲>1.20 ng/mL;30-34歲:0.80-8.18 ng/mL;35- 39歲:0.11-6.72 ng/mL;40-44歲:0.15- 5.78 ng/mL
生化	L72-Y48	Creatinine Clearance Test (109015+109016)	24hrs Urine	24小時尿罐		時間1.2/無	male: 97 - 140; female: 85 - 125
生化	L72-M82	DEEP 美沙酮代謝物					100 ng/mL

生化	L72-M83	Barbiturate 巴比妥酸鹽(限組套)					200ng/mL
生化	L72-M84	Amphetamine 安非他命檢測(限組套)					500 ng/mL
生化	L72-M85	TDM-TCA 三環抗鬱劑(限組套)					50 ng/mL
生化	L72-M86	Opiates 嗎啡檢測(限組套)					300 ng/mL
生化	L72-M87	Cocaine 古柯鹼檢測(限組套)					150 ng/mL
生化	L72-M88/-M89	Connabinoids(THC) 大麻檢測(限組套)					50 ng/mL
生化	*	Benzodiazepine 苯重氮基鹽類濃度(限組套)					200 ng/mL
藥物偵測	L72-445/-560*	Phenytoin	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	24小時	治療範圍: 10 - 20 ug/mL·TOXIC: >20 ug/mL。
藥物偵測	170 455	Valancia agid (Danakia)	Blood	黃頭/綠頭真空管	1-5 mL	24小時	治療範圍: 50- 100 ug/mL
藥物偵測	L72-455	Valproic acid(Depakin)	BIOOd	與頭/	1-3 ML	2 4 / J \ μ ተ	Toxic interval: 100- 150 ug/mL
註1:使用黃頭	真空管抽血驗Glu	cose,檢體需盡快至檢驗科。註2:體	液:Ascites \ P	leural fluid\S	ynovial fluid	註3:Alcohol採檢後	· 蓋子需旋緊避免揮發。
血清免疫	L72-J30	APT檢測試驗 APT test	嘔吐物/Stool	無菌檢體盒	3mL/拇指頭大 小	三個工作日/無	Negative
血清免疫	L72-101/-101L	STS-RPR	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空 管	3-5mL	三個工作日/無	Non-reactive
血清免疫	L72-140	AFP(Alpha-fetoprotein)	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空 管	3-5mL	三個工作日/無	≤ 7.0 ng/ml
血清免疫	L72-134	Rheumatoid Factor·RF·RA	Blood	黃頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	< 20.0 IU/mL
血清免疫	L72-903	Chlamydia Ag	女性:Secretion Fluid、 Endocervical swab 男性:Urethral swab、Urine	專屬採檢棒/無菌檢 體盒	Urine: 15- 30mL	三個工作日/無	Negative
血清免疫	L72-103	TPPA梅毒螺旋體抗體試驗	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空 管	3-5mL	三個工作日/無	80X(-)
血清免疫	L72-114	Mycoplasma pneumonia Ab	Blood	黃頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	40X(-)

L72-138	CEA	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空 管	3-5mL	三個工作日/無	≤ 3.4 ng/ml;抽菸者 < 5.0 ng/ml
L72-205	IgG	Blood	黃頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	Serum: 751 - 1560 mg/dL · CSF: 0.48- 5.86 mg/dL
L72-207	IgA	Blood	黃頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	82 -453 mg/dL
L72-209	IgM	Blood	黃頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	46 -304 mg/dL
L72-217	с3	Blood	黃頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	79 - 152 mg/dL
L72-219	C4	Blood	黃頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	16 -38 mg/dL
L72-245	ANA	Blood	黃頭真空管	3-5mL	七個工作日/無	80X(-)
L72-157	Cryptococcus Ag(定性)	Blood/CSF	黃頭真空管/藍頭無 菌管	3-5mL	三個工作日/無	Negative
L72-193	CA-125	Blood	黃頭/綠頭/ 紫頭真 空管	3-5mL	三個工作日/無	≤ 35.0 U/ml
L72-137	CA-153	Blood	黃頭/綠頭/ 紫頭真 空管	3-5mL	三個工作日/無	≤ 25.0 U/ml
L72-135	CA 19-9	Blood	黃頭/綠頭/ 紫頭真 空管	3-5mL	三個工作日/無	≤ 39.0 U/ml
L72-215/-338	Microalbumin	Urine	S-Y離心管/無菌檢 體盒	3-10mL	三個工作日/無	<1.90 mg/dL
L72-629	Streptococcus group A antigen (EIA)	Throat Swab	專屬採檢棒		無/30分鐘	Negative
L72-767	S.pneumoniae antigen test	Urine	S-Y離心管	3-10mL	無/30分鐘	Negative
L72-115	Mycoplasma pneumonia(IgM)	Blood	黃頭真空管	3-5mL	三個工作日/30分鐘	Negative
L72-918	Rota virus Ag	Stool	張氏糞便濃縮集卵瓶	拇指頭大小	三個工作日/無	Negative
L72-142	HBsAg	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空 管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 - 0.899 COI
L72-143	Anti-HBsAg	Blood	黃頭/紫頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 10.0 IU/L0.000-9.999 (Neg) ≥10.0 (Pos)
L72-178	HBeAg	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空 管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 - 0.99 COI
L72-957	HIV Ag/Ab Combo Test	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空 管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 - 0.899 COI
L72-955	Anti-HCV	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空 管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 - 0.899 COI
	L72-205  L72-207  L72-209  L72-217  L72-219  L72-245  L72-157  L72-135  L72-135  L72-135  L72-629  L72-629  L72-767  L72-115  L72-918  L72-918  L72-142  L72-143  L72-178  L72-957	L72-205       IgG         L72-207       IgA         L72-209       IgM         L72-217       C3         L72-219       C4         L72-245       ANA         L72-157       Cryptococcus Ag(定性)         L72-193       CA-125         L72-137       CA-153         L72-135       CA 19-9         L72-215/-338       Microalbumin         L72-629       Streptococcus group A antigen (EIA)         L72-767       S.pneumoniae antigen test         L72-115       Mycoplasma pneumonia(IgM)         L72-918       Rota virus Ag         L72-142       HBsAg         L72-143       Anti-HBsAg         L72-178       HBeAg         L72-957       HIV Ag/Ab Combo Test	L72-205   IgG   Blood	L72-205   IgG   Blood   黃頭真空管   L72-207   IgA   Blood   黃頭真空管   L72-209   IgM   Blood   黃頭真空管   L72-217   C3   Blood   黃頭真空管   L72-219   C4   Blood   黃頭真空管   L72-219   C4   Blood   黃頭真空管   L72-245   ANA   Blood   黃頭真空管   E72-157   Cryptococcus Ag(定性)   Blood/CSF   黃頭真空管   基頭 / 整頭 /	L72-205   IgG	1/2-138   CEA

血清免疫	L72-916	RSV screening test呼吸融合細胞病 毒試驗	Nasal Swab/ Nasal aspirate	專屬採檢棒		專屬採檢棒	Negative
血清免疫	L72-920	呼吸道腺病毒快速檢測(Adenovirus Rapid Test)	Nasal Swab/ Nasal aspirate / Throat swab/ Keratoconjunct ivitis	專屬採檢棒		無/30分鐘	Negative
血清免疫	L72-768*	流行性感冒A型病毒抗原					Negative
血清免疫	L72-768*	流行性感冒B型病毒抗原	Throat Swab/ Nasal Swab	專屬採檢棒		無/30分鐘	Negative
血清免疫	*	流感A或B檢驗					Negative
血清免疫	L72-957D	性病愛滋篩檢-Combo Tset	Blood	黃頭/綠頭/ 紫頭真 空管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 - 0.899 COI
血清免疫	L72-955L	孕婦c型肝炎篩檢	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空 管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 - 0.899 COI
血清免疫	L72-N09	Anti-HCV-(員工c肝精準普篩)	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空 管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 - 0.899 COI
血清免疫	L72-771	登革熱NS1抗原快速診斷試劑	Blood	黃頭真空管	3-5mL	無/30分鐘	Negative
血清免疫	L72-957B	孕婦愛滋篩檢-Combo Test	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空 管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 - 0.899 COI
血清免疫	L72-M17/M38- M03	(PrEP計畫專用)HIV檢查	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空 管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 - 0.899 COI
血清免疫	L72-M61	(PrEP計畫專用) 梅毒檢查	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空 管	3-5mL	三個工作日/無	80X(-)
血清免疫	L72-M18	(PrEP計畫專用)B型肝炎HBsAg	Blood	黃頭/綠頭/紫頭真空 管	3-5mL	三個工作日/無	0.0 - 0.899 COI
過敏原檢驗	L72-213	IgE	Blood	黃頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	新生兒:≤1.5 IU/mL·<1歳:≤15 IU/mL· 1-5歳:≤60 IU/mL·6-9歳:≤90 IU/mL· 10-15歳:≤200 IU/mL·成人:≤100 IU/mL
過敏原檢驗	L72-M03	特異過敏原免疫檢驗	Blood	黃頭真空管	3-5mL	三個工作日/無	<1.0 AU
血清免疫	L72-N03	精虫洗滌	Semen	無菌檢體盒	-	當日/無	

血清免疫	L72-958	HIV 1/2抗體確認試驗(抗體免疫層析法)	Blood/指尖全血	黃頭/綠頭/紫頭真空 管	3-5mL	三個工作日/無	Negative
血清免疫	L72-158	Legionella urinary antigen test	Urine	S-Y離心管	3-5 mL	無/30分鐘	Negative
血清免疫	L72-M90	Norovirus Ag	Stool	張氏糞便濃縮集卵瓶	拇指頭大小	無/30分鐘	Negative
血清免疫	L72-176	Anti-HBc Total	Blood	黃頭真空管	2-5mL	三個工作日/無	Non-reactive:>1.00 Reactive : ≤ 1.0 COI
血清免疫	172-978						
細菌	S49-080	66產檢-乙型鏈球菌培養篩檢	Vaginal	藍頭採檢棒	/	4~7天	無
細菌	L72-608L/S49- 080A	68住院GBS補助	Vaginal	藍頭採檢棒	/	4~7天	無
細菌	L72-621	Gram Stain		無菌檢體盒/載玻片	/	1~3天	無
細菌	L72-601	Ordinary culture		依檢體種類而定	/	未長菌3天;有長菌3~7天	無
細菌	*	Anaerobic Culture(單作厭氧) (註 2)		藍頭採檢棒/藍頭無 菌管/無菌檢體盒	/	未長菌:5天;有長菌: 3~7天	無
細菌	L72-642	TB Culture		無菌檢體盒	3-5mL	Negative:8週	無
細菌	L72-607	Blood Culture		綠蓋/橘蓋血液培養 瓶	每瓶各5-10mL	未長菌:7天;有長菌:	無
細菌		blood culture		黃蓋血液培養瓶	2-4mL	3~7天	<del>////</del>
細菌	L72-627	India Ink	CSF	藍頭無菌管	/	1~3天	無
細菌	L72-M96	Fungal stain		無菌檢體盒/載玻片	/	1~3天	無
細菌	L72-623	Acid Fast Stain		無菌檢體盒/載玻片	sputum:3- 5mL	週一~週五:24小時(例假	無
細菌	172 025	Acta rase scarn			urine:≧50ml	日順延)	ZII.
細菌	L72-605	Gono culture		依檢體種類而定	/	未長菌5天;有長菌5~7天	無
細菌	L72-643	Fungal culture		依檢體種類而定	/	未長菌30天	無
細菌	L72-603	Anaerobic Culture (註3)		藍頭採檢棒/藍頭無 菌管/無菌檢體盒	/	未長菌:5天;有長菌: 5~7天	無

細菌	L72-608	GBS culture(自費)	Vaginal	藍頭採檢棒	/	4~7天	無
細菌	L72-M02	山地鄉結核菌快速分子檢測(不含試劑費)		無菌檢體盒	3-5mL	1~3天	無
細菌註1檢別	豊種類:Urine.S						
		了 +B □Ⅱ+→ □曲 △於 宀		黃頭真空管	1-5 mL		
血庫	L72-844	不規則抗體鑑定 Antibody identification	Blood	紫頭真空管	2-4 mL	7-10個工作天/無	
血庫	L72-862	輸血反應探測 Investigation transfusion reaction	由血庫通知			7-10個工作天/無	
血庫	*	備血 (全血 Whole Blood)	Blood	紫頭真空管	2-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血庫	*	備血 (血小板濃厚液Platelet conc.(PC)	Blood	紫頭真空管	2-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血庫	*	備血 (分離術血小板 PH)	Blood	紫頭真空管	2-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血庫	*	備血 (新鮮冷凍血漿 FFP)	Blood	紫頭真空管	2-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血庫	*	備血 (冷凍沉澱品 Cryoprecipitate )	Blood	紫頭真空管	2-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血庫	*	備血 (減除白血球之紅血球濃厚液LP- RBC	Blood	紫頭真空管	2-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血庫	*	備血(洗滌紅血球 WRBC)	Blood	紫頭真空管	2-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血庫	*	備血(減除白血球之分離術血小板LP-PH	Blood	紫頭真空管	2-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血庫	*	備血 (冷凍血漿)	Blood	紫頭真空管	2-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血庫	*	備血(新鮮全血-非捐血中心取血)	Blood	黃頭真空管	1-5 mL		
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		紫頭真空管	2-4 mL		
血庫	*	大量輸血					
血液	L72-118/- 801/-118L	A.B.AB.O blood grouping	Blood	紫頭真空管	1-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血液	L72-120	RH(D) Type	Blood	紫頭真空管	1-4 mL	當天/60分鐘	N/A
血清免疫	*	Anti-D titer	Blood	黃頭真空管	1-5m1*2	三個工作日/無	Negative

血清免疫	L72-116	Cold hemagglutinin	Blood	黃頭真空管	1-5 mL	當天/60分鐘	< 1:16X
血清免疫	L72-131	Coomb's indirect	Blood	黃頭真空管	1-5 mL	當天/60分鐘	Negative
血清免疫	L72-130	Coomb's direct	Blood	紫頭真空管	1-4 mL	當天/60分鐘	Negative
分子生物	*	TB PCR Test + Rifampin 抗藥性檢 測	Sputum	無菌檢體盒		3-5 個工作天	Undetectable
分子生物	L72-690	困難梭狀桿菌毒素快速分子檢驗	Stool	張氏糞便濃縮集卵瓶		3-5 個工作天	NEGATIVE
分子生物	L72-937	HBV DNA定量	Blood	10ml紫頭真空管	3-10mL	3-5個工作天	Not Detected
分子生物	L72-938	HCV RNA定量	Blood	10ml紫頭真空管	3-10mL	3-5個工作天	Target Not Detected
分子生物	L72-999	HIV 病毒負荷量HIV viral load test	Blood	10ml紫頭真空管	3-10mL	3-5個工作天	Target Not Detected
分子生物	L72-Y44	(自費常規) Covid-19 PCR	nasopharynx	專屬採檢棒		採檢次日給報告	Negative
分子生物	L72-Y51	(自費急件) Covid-19 PCR	nasopharynx	專屬採檢棒		採檢當日給報告	Negative
分子生物	L72-919	(公費) Covid-19 抗原快篩	nasopharynx	專屬採檢棒		採檢當日給報告	Negative
分子生物	L72-N08	(自費) Covid-19抗原快篩	nasopharynx	專屬採檢棒		採檢當日給報告	Negative
分子生物	L72-906	流感(PCR) Flu A及B	組套頭				Negative
分子生物	*	流感(PCR) Flu A	Nasal Swab	專屬採檢棒	/	4小時	Negative
分子生物	*	流感(PCR) Flu B	Nasal Swab	專屬採檢棒	/	4小時	Negative
分子生物	L72-910	Covid-19 RNA PCR	nasopharynx	專屬採檢棒	/	24小時	Negative
大安聯合	L72-711	Coproporphyrin尿液糞紫質檢驗	Urine	S-Y離心管	10mL	7-10個工作天	Negative(<100 μg/L)
慈濟醫院	L72-739	Neutral fat stain中性脂肪染色	Stool	張氏糞便濃縮集卵瓶	花生米大小	7-10個工作天	<60drop/HPF
大安聯合	L72-036	Thrombin time	Blood	藍頭真空管 x2	2mL	2~3週	10.3 ~16.6 seconds
大安聯合	L72-048	Hb electrophoresis	Blood	紫頭真空管	2-3mL	7-10個工作天	HbA: 95.1-98.0% · HbF: 0.0-1.5% · HbF: 6-12 months:<5.0%; 1-20 y:<2.0% · HbA2: 2.0-3.4% (Equivocal zone: 3.5 - 3.9%)

大安聯合	L72-042	FDP (Fibrin Degradation Product)	Blood	藍頭真空管 1	.8mL	7-10個工作天	< 5 µg/mL
慈濟醫院	M26-011	骨髓鐵染色 B.M. iron stain					NA
慈濟醫院	L72-M77	Leukocyte Alkaline Phosphatase Stain	Blood	大綠頭試管 1	.OmL	7-10個工作天	65-127
大安聯合	L72-M74	Factor VII assay	Blood	藍頭真空管 x2 1.8	8mLX2	10-14個工作天	50-150%
大安聯合	L72-M73	Factor IX assay	Blood	藍頭真空管 x2 1.8	8mLX2	10-14個工作天	65-150%
大安聯合	L72-M72	Factor VIII inhibitor(第八因子之 抑制因子)	Blood	藍頭真空管 x2 1.8	8mLX2	10-14個工作天	< 0.6 NBU/mL
大安聯合	L72-M71	Anti-Thrombin III	Blood	藍頭真空管 x2 1.8	8mLX2	7-10個工作天	83-128%
大安聯合	L72-069	Protein C	Blood	藍頭真空管 x2 1.8	8mLX2	7-10個工作天	70-140%
大安聯合	L72-M34	vWF Ristocetin cofactor activity(vWF:RCo)	Blood	藍頭真空管 x2 1.8	8mLX2	10-14個工作天	O type: 48.2~201.9 %; non O type: 60.8~239.8 %
大安聯合	L72-264	Von willebrand factor Ag(vWF:Ag)	Blood	藍頭真空管 x2 1.8	8mLX2	10-14個工作天	O type: 48.0~140.8 % non O type: 66.1~176.3 %
大安聯合	L72-067	Protein S	Blood	藍頭真空管 x2 1.8	8mLX2	7-10個工作天	63.5~ 149.0%
大安聯合	L72-M70	狼瘡抗凝血因子 Lupus anticoagulant test	Blood	藍頭真空管 1.89	或2.7mL	7-10個工作天	LA1:31-44sec; L 2:30-38sec; LA1/LA2 Normalized ratio: 0.8-1.2
大安聯合	L72-496	Insulin 胰島素血清檢驗	Blood	黃頭真空管 2-	-5mL	7-10個工作天	3.0-25.0 mIU/L
大安聯合	L72-398	Bone Specific Alkaline Phosphatase	Blood	黃頭真空管 2-	-5mL	7-10個工作天	5.1-20.2µg/L
慈濟醫院	L72-079	Platelet closure time(Col/Epi)	Blood	藍頭真空管 x2 各1	1.8mL	7-10個工作天	82-150 sec
慈濟醫院	L72-080	Platelet closure time(Col/ADP)	Blood	藍頭真空管 x2 各1	1.8mL	7-10個工作天	62-100 sec
大安聯合	L72-332	Cystatin C	Blood	黃頭真空管 至	少3mL	7-10個工作天	0.62-1.11mg/L
大安聯合	L72-345	血中銅 Cu (Copper)	Blood	黃頭真空管 2-	-5mL	7-10個工作天	700-1500 μg/L(ppb)
大安聯合	L72-349	血中鉛 Pb (Lead)	Blood		-4mL	7-10個工作天	≦10µg/dL
大安聯合	L72-401	VMA (Vanillyl-mandelic-acid)	24小時Urine	24小時尿罐 (收集24小時 尿罐需加HC1 (成人:10 童:5mL)		7-10個工作天	1.00-7.501.90-9.80mg/day

大安聯合	<del>L72-403</del>	17-KS (17-ketosteroids)	24小時Urine	24小時尿罐 (收集2 尿罐需加HC1 (成/ 童:5mL)		<del>10-14個工作天</del>	成人:M:10.00-25.00·F:6.00-14.00 mg/day·Random:未提供 小孩(僅供參考):0-10歳:0.10-3.00 mg/day·11-14歳:2.00-7.00-mg/day
大安聯合	<del>1.72 405</del>	17-OHCS	24小時Urine	24小時尿罐 (收集2 尿罐需加HC1 (成/ 童:5mL)		10-14個工作天	成人:M:3.00-10.00 mg/day·F:2.00- 8.00 mg/day·Random:未提供 小孩(僅供參考):0.1歳:0.50-1.00 mg/day·12歳以下:1.00-4.50 mg/day
大安聯合	L72-409	5-ніаа	24小時Urine	24小時尿罐(收集2 尿罐需加HC1(成/ 童:5mL)		10-14個工作天	2.00-8.00mg/day
大安聯合	L72-402	Catecholamine	Urine	24小時尿罐 (收集 尿罐需加HC1(成 童:5m	人:10mL;孩	10-14個工作天	Norepinephrine:<97.0µg/day · Epinephrine:<27.0µg/day · Dopamine:<500.0µg/day
大安聯合	L72-425	CPK electrophoresis	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	CK-BB:0.0-1.8% · CK-MB:0.0-2.7% · CK-MM:95.8-100.0%
大安聯合	L72-427	LDH isoenzyme	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	LDH1:14.9-32.3% LDH2:26.0-42.0% LDH3:16.3-26.3% LDH4:5.7-12.7% LDH5:3.9-16.7%
大安聯合	L72-201	Protein electrophoresis-Blood	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Albumin: 54-60.3%47.0-61.6% · Alpha1: 1.8-4.0%2.0-4.4% · Alapha2: 7.6-10.9%8.9-14.9% · Beta: 11.4-16.1%10.8-16.2% · Gamma: 13.4-20.7%9.8-24.4% · Total Protein: 6.0-8.3g/dl · %M-peak Negative
大安聯合	L72-429	Lipoprotein electrophoresis	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	alpha:12.6-46.6% · Pre-beta:0-57.1% · Beta:21.7-67.7% · Chylomicron:0-1.0%
大安聯合 (轉立人代檢)	L72-J55	Alkaline phosphatase electrophoresis	Blood	黃頭真空管	2-5mL	3-4週	Liver:男:15-71%女18-72%·Bone:男23-76%女:20-74%·Fast liver:男1-9%女1-14%·I1、I2、I3:約60%的正常人體不存在·當存在時·不超過14%。

大安聯合	L72-499	結石分析	結石	無菌檢體盒	/	3-4週	RNF
大安聯合	L72-417	Cholinesterase(serum)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	7.0-19.0 U/mL
大安聯合	L72-379	肝臟機能ICG色素檢查ICG (Indocyanine green)	Blood	10m1綠頭真空管	3-5mL	7-10個工作天	用藥後15分鐘:0.0-10.0%
大安聯合	L72-490	Progesteron (EIA/LIA)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	pregnant, ng/mL) Follicular phase: ND-1.40 濾泡期; Luteal phase: 3.34-25.56 黃体期 Mid luteal phase: 4.44-28.03  PREGNANCY: 1st Trimester: 11.22-90.00; 2nd Trimester: 25.55-89.40; 3rd Trimester: 48.40-422.50;
大安聯合	L72-M04	Free T3 (EIA/LIA)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	2.3-4.2pg/mL
大安聯合	L72-476	生長激素免疫分析 GH (Growth hormon)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Male:0.003-0.971 ng/mL·Female: 0.010-3.607 ng/mL
大安聯合	L72-201	Protein electrophoresis-Urine	Urine	S-Y離心管	5mL	7-10個工作天	Total Protein:<21mg/dL
大安聯合	L72-395	Thyroglobulin	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	1.59-50.03 ng/mL
大安聯合	L72-J52	Calcitonin (EIA/LIA)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	Male:≦18.2pg/mL·Female:≦11.5pg/mL
大安聯合	L72-487	ACTH (EIA/LIA)	Blood	紫頭真空管	2-4mL	7-10個工作天	7.9-47.1 pg/mL
大安聯合	L72-497	C-peptide (EIA/LIA)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	0.81-3.85 ng/mL
大安聯合	L72-492	Vitamin B12 (EIA/LIA)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Normal: 247 - 911 pg/mL· Indeterminate: 211-246 pg/mL· Deficient: <211 pg/ml
大安聯合	L72-494	Folic acid (EIA/LIA)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Normal:5.39-20.57 ng/mLIndeterminate:3.38-5.38 ng/mL ·Deficient:≦3.37 ng/mL

大安聯合	L72-M94	Free Estriol(E3)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Non-pregnant women: 0.017-0.066 ng/mL
大安聯合	L72-J61	Gastrin (EIA/LIA)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	13.0-115.0pg/mL
大安聯合	L72-318	Glycated albumin(醣化白蛋白)	Blood	黃頭真空管	至少2ml	7-10工作天	11.0-16.0%
大安聯合	L72-Y38	尿中無機砷 As (Arsenic)	Urine	白色酸洗管	5-10mL	2-3週	< 35 μg/L
大安聯合	L72-350	尿中鎘 Cd (Cadmium )	Urine	白色酸洗管	5-10mL	7-10個工作天	0.0-2.6µg/L
大安聯合	L72-359	尿中鉻 Cr(Chromium)	Urine	白色酸洗管	5-10mL	2-3週	<0.4µg/g CRE
大安聯合	L72-M68	Chlamydia Ab IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <0.8 Borderline : ≥0.8 - <1.1 Positive : ≥1.1 Ratio
大安聯合	L72-345	尿中銅 Cu (Copper)-24hrs urine	Urine	24小時尿罐	收集24小時尿 液	10-14個工作天	<60µg/day · Random urine: <80µg/L
大安聯合	L72-349	尿中鉛 Pb (Lead)	Urine	白色酸洗管	5-10mL	10-14個工作天	<23 μg/L
大安聯合	<del>172-408</del>	Vitamin E test	Blood	黃頭真空管	2-5mL	<del>2—3週</del>	5.00-20.00 mg/L
大安聯合	L72-352	鋁 Al (Aluminum)	Blood	深藍空白	5-6 mL	7-10個工作天	正常人:<10 μg/L·洗腎病人:<20 μg/L
大安聯合	L72-353	血中砷As (Arsenic)	Blood	深藍EDTA	5-6 mL	7-10個工作天	<20 μg/L
大安聯合	L72-350	血中鎘 Cd (Cadmium )	Blood	深藍EDTA	5-6 mL	7-10個工作天	<3.9 μg/L
大安聯合 (轉 林口長庚代 檢)	L72-359	血中鉻 Cr(Chromium)	Blood	深藍空白	5-6 mL	2-3週	≦0.6 μg/L
大安聯合	L72-351	血中汞 Hg (Mercury)	Blood	紫頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<20µg/L
大安聯合	L72-346	尿中錳Mn (Manganese)	Urine	白色酸洗管	10mL	7-10個工作天	0.0-7.9 μg/L
大安聯合	L72-348	尿中鎳 Ni( Nickel)	Urine	白色酸洗管	10mL	10-14個工作天	<3.8µg/g Creatinine

大安聯合	L72-347	鋅 Zn (Zinc)	Blood	深藍空白	3-5mL	7-10個工作天	700-1200µg/L
慈濟醫院	L72-451	Carbamazepine(Tegretol)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作日	(1) Therapeutic effect : 4.0-12 $\mu$ g/mL. (2) Further, peak concentrations above 12 $\mu$ g/mL (51 $\mu mol/L)$ are often associated with toxicit
大安聯合	L72-467	Methotrexate(MTX)	Blood	紫頭或綠頭真空管 (不能有含膠的採檢 管)	2-5mL	7-10個工作天	24Hrs >10 μmol/L 48Hrs >1 μmol/L 72Hrs >0.1 μmol/L)
大安聯合	L72-423	水楊酸 Salicylate	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	2.8-20.0mg/dL
大安聯合	L72-439	Amikacin	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作日	治療谷底Trough Therapeutic:1.0-4.0µg/mL 治療高峰Peak Therapeutic:20.0-25.0µg/mL 嚴重感染Peak:25.0-30.0µg/mL 嚴重感染Trough:5.0-8.0µg/mL
大安聯合	L72-441	Gentamicin	Blood	黃頭真空管	2-5mL	1-2個工作天	Trough: 0.5 ~ 2.0 μg/mL; Peak: 4 ~ 10 μg/mL
大安聯合	L72-472	血中藥物濃度測定-Cyclosporine-A Therapeutic	Blood	紫頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	100-400 ng/mL
慈濟醫院	L72-449	血中藥物濃度測定-Phenobarbital (luminal)Therapeuti	Blood	黃頭真空管	2-5mL	1-2個工作天	10-40 μg/mL
大安聯合	L72-561*	苯重氮基鹽類濃度 (定量) Benzodiazepine	Urine	S-Y離心管 (48小時 內分析)	1-5mL	7-10個工作天	<200mg/mL
慈濟醫院	L72-442	血中藥物濃度測定— VancomycinTherapeutic drug monito	Blood	黃頭真空管	2-5mL	1-2個工作天	10-15mg/L

大安聯合	L72-351	尿中汞 Hg (Mercury)	Urine	白色酸洗管	5-10mL	10-14個工作天	0-10μg/L 勞工干預值:≥ 35 μg/g Creatinine
大安聯合	L72-M59	Barbiturates, Urine	Urine	S−Y離心管	1-10mL	7-10個工作日	<200mg/mL
慈濟醫院	L72-469	Acetaminophen	Blood	黃頭真空管	2-5mL	1-2個工作天	Normal therapeutic doses: 10-30 $\mu$ g/mL
大安聯合 (轉 北榮代檢)	L72-569*	Methyl alcohol	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	Undetectable \ < 5 mg/dL
大安聯合	L72-471	Amphetamine安非他命檢測(EIA)	Urine	S-Y離心管	3-10mL	7-10個工作天	<500ng/mL·Negative
大安聯合	L72-473	Morphine 嗎啡檢測(EIA)	Urine	S-Y離心管	3-10mL	7-10個工作天	<300ng/mL·Negative
大安聯合 (轉 北榮代檢)	L72-529*	Cholinestrase-RBC乙醯膽鹼?紅血球 (定量)	Blood	紫頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	20-72μmole/sec/L
血液基金會	L72-J14	Platelet antibody血小板抗體	Blood	黃頭真空管	3-5mL	2-3週	Negative
大安聯合	L72-M33	Widal Test (大套)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	≦1:80
大安聯合	L72-109	ASLO	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Adult : ≦200IU/mL·<5 years : ≦ 100IU/mL·15-15 years : ≦250IU/mL
大安聯合	L72-105	螢光梅毒螺旋體抗體吸附試驗 FTA-Abs IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	Negative
大安聯合 (轉 林口長庚代 檢)	L72-211	IgD	Blood	黃頭真空管	2-5mL	2-3週	<132.1mg/L
大安聯合	L72-223	α1-antitrypsin	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	900-200 mg/dL
大安聯合	L72-231	Haptoglobin	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	30-200 mg/dL
大安聯合	L72-225	Ceruloplasmin	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	17-31 mg/dL
大安聯合	L72-229	β2-microglobulin	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	609-2366 ng/mL
大安聯合	L72-253	Anti-mitochondrial antibody	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	1:20(-)

							<del>.</del>
大安聯合	L72-255	Anti-smooth muscle antibody	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	1:20(-)
大安聯合	L72-257	Anti-parietal cell antibody	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	1:10(-)
大安聯合	L72-247	Anti-dsDNA	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天/無	1:10(-)
慈濟醫院	L72-545*	Myoglobulin	Blood	黃頭真空管	2-5mL	1-2個工作天	Male:17.4-105.7ng/mL·Female:14.3-65.8ng/mL
慈濟醫院	L72-545*		Urine	S-Y離心管	3-10mL	1-2個工作天	N/A
大安聯合	L72-239	Cryoglobulin	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	Negative
大安聯合	L72-M58	Anti-ENA Ro/La Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<1.0(-) · Negative
大安聯合 (轉 台北病理中 心代檢)	L72-251	Anti-Basement membrane zone Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	20X(-) · Negative
大安聯合 (轉 台北病理中 心代檢)	L72-249	Anti-Intercellular substance Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	20X(-) · Negative
大安聯合	L72-263	Anti-Thyroglobulin Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<4.5IU/mL
大安聯合	L72-274	感染性疾病檢查-淋巴球表面標記	Blood	塑膠蓋頭紫頭真空管	2-4mL	7-10個工作天	Lymphocyte count : 660-4800/ul· CD4: 27-51%·CD8: 15-44%·CD4絕對值: 404-1612/ul·CD8絕對值: 220-1129/ul ·CD4/CD8 Ratio: 0.7-2.7
大安聯合	L72-141	SCC腫瘤標記 (EIA/LIA)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<2.5ng/mL
大安聯合	L72-665	HLA-B27	Blood	紫頭真空管	2-4mL	7-10個工作天	Negative
慈濟醫院	L72-858	Coomb's direct IgG	Blood	紫頭真空管	2-3ml	7-10個工作天	Negative
慈濟醫院	L72-860	Coomb's direct C3d	Blood	紫頭真空管	2-3ml	7-10個工作天	Negative
大安聯合	L72-M26	Chlamydia Ab IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <9.0 AU/mL
大安聯合	L72-234	Prealbumin	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	18.0-40.0mg/dl
大安聯合	L72-432	Apolipoprotein B (Apo B)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Male:46-174mg/dL·Female:46-142mg/dL

大安聯合	L72-430	Apolipoprotein A-1 (Apo A1)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Male:140-202mg/dL·Female:108- 225mg/dL
大安聯合	L72-373	TSH recepter Ab(EIA/LIA)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:<0.10IU/L; Positive:≧ 0.55IU/L
大安聯合	L72-M55	Anti-β2-glycoprotein-I Ab IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:<20.0; Positive ≧20.0
大安聯合	L72-260	Anti-TPO Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<60 IU/mL
大安聯合 (轉台 北病理中心代 檢)	L7	Anti-glomerular basment menbrane Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	Negative: <7.0 EliA U/mL; Positive: >10.0EliA U/Ml
大安聯合	L72-208	IgG1免疫球蛋白G1量	Blood	黃頭真空管	2-5mL	3-4週	405-1011 mg/dL
大安聯合	L72-210	IgG2免疫球蛋白G2量	Blood	黃頭真空管	2-5mL	3-4週	169-786 mg/dL
大安聯合	L72-212	IgG3免疫球蛋白G3量	Blood	黃頭真空管	2-5mL	3-4週	11-85 mg/dL
大安聯合	L72-206	IgG4免疫球蛋白G4量	Blood	黃頭真空管	2-5mL	3-5週	3-201 mg/dL
大安聯合	L72-375	Homocysteine	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作日/無	6.5-19.5µmol/L
大安聯合	L72-M53	Anti-ENA Jo-1 Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative: <1.0 AI
大安聯合	L72-M52	Anti-ENA Ribosomal-P	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative: <1.0 AI
慈濟醫院	L72-214	Free k/\lambda	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	κ: 2.37-20.73 mg/L;λ: 4.23-27.69 mg/L;κ/λ: 0.22-1.74
大安聯合	L72-J64	第一型人類嗜T細胞抗體(定性)HTLV-1 antibody (qualitative)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	NegativeNonreactive: <1.00 · PostiveReactive: ≥1.00 · S/CO
大安聯合	L72-M51	ANCA (Anti-nutrophil cytoplasmic Ab)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	cANCA:1:10(-) pANCA:1:10(-) Atypical pANCA:1:10(-)
大安聯合	L72-M50	Anti-ENA Sm/RNP Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative: <1.0 AI
大安聯合	L72-M49	Anti-ENA Scl-70 Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative: <1.0 AI
大安聯合(轉台 北病理中心代 檢)	L72-J65	Acetylcholine receptor antibody	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天·如須稀 釋或複驗則再延一批次發 報告	<0.5 nmole/L

大安聯合	L72-J54	肺炎披衣菌IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	Negative: <0.8; Postive: ≧1.1 · Ratio
大安聯合 (轉台 北病理中心代 檢)	L72-936	HLA-B1502 基因檢測	Blood	紫頭真空管	3-4mL	7-10個工作天	Negative
大安聯合	L72-195	Free PSA	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	N/A
大安聯合	L72-M23	Anti-CCP	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<1.5-1.93 U/mL
大安聯合	L72-987	HCV genotyping-即時	Blood	紫頭真空管	3-10mL	10-14個工作天	N/A
慈濟醫院	L72-278	Cell marker-PNH(單源抗體21-30種)	Bone marrow/blood	10mL大綠頭試管	8-10mL	10-14個工作天	N/A
慈濟醫院	L72-279	Cell marker(單源抗體31種以上)	Bone marrow/blood	10mL大綠頭試管	8-10mL	10-14個工作天	N/A
大安聯合	L72-147	異常凝血酶原 PIVKA-II	Serum	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	< 40 mAU/mL 11.12-32.01mAU/mL
慈濟醫院	L72-966	CMV PCR(定量)	Blood	10mL大紫頭試管	5-10mL	10-14個工作天	Target not detected
慈濟醫院	L72-998	EB virus DNA(定量)	Blood	紫頭真空管	5-10mL	10-14個工作天	Target Not Detected
慈濟醫院	L72-156	Aspergillus Galactomannan Ag	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	<0.5(-)
大安聯合	L72-204	Immunoelectrophoresis-Blood	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Total Protein:6.0-8.3g/dl · Albumin:54-60.3%47.0-61.6% · Alpha1:1.8-4.0%2.0-4.4% · Alapha2:7.6-10.9%8.9-14.9% · Beta:11.4-16.1%10.8-16.2% · Gamma:13.4-20.7%9.8-24.4%M-peak Negative · No Paraprotein
大安聯合	L72-204	Immunoelectrophoresis-Urine	Urine	S-Y離心管	最少10mL	7-10個工作天	Total Protein:<21mg/dL
大安聯合	L72-204	Immunoelectrophoresis-CSF	CSF	藍頭無菌管	最少2mL	10-14個工作天	Oligo bands Negative
慈濟醫院	L72-M22	(Blood)Cell marker for Leukemia-Lymphoid	Blood	綠頭試管	8-10mL	10-14個工作天	N/A
大安聯合(立人代檢)	L72-M60	螢光梅毒螺旋體抗體吸附試驗 FTA-ABs IgM	Blood	黃頭真空管	3-5mL	7-10個工作天	Negative

大安聯合	L72-Y35	H.Pylori antibody	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <0.90 · Positive : ≧1.10 · U/mL
大安聯合	L72-N10	NSE(Neuron Specific Enolase)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<16.3 ng/mL
大安聯合	L72-Y34	CA 72-4	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<6.9 U/mL
大安聯合	?	Apo E genotyping	Blood	紫頭真空管	2-4mL	10-14個工作天	N/A
大安聯合 (轉立人代檢)	L72-295	Glutamic acid decarboxylase autoantibody GAD Ab	Blood	黃頭真空管	最少3mL	40個工作天	<5 U/mL
大安聯合	L72-155	Amoebic Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<9.0(-)
大安聯合	L72-148	CMV IgG Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	NegativeNonreactive: < 6.0 AU/mL
大安聯合	L72-159	Herpes simplex type 1 IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative: <0.90 ·Positive:≧1.10 · Index
大安聯合	L72-964	Measles virus IgM(麻疹病毒抗體 IgM)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	Negative: <0.8 · Positive: ≥ 1.1 · Ratio
大安聯合	L72-927	Mumps virus IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <9.0 AU/ml;Positive : ≧ 11.0 AU/ml
大安聯合	L72-992	Varicella-zoster virus IgM(水痘 帶狀泡疹病毒抗體 IgM)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:<0.9 · positive:≧1.1
大安聯合	L72-180	Anti-HBe	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	NegativeNonreactive:>1.00 · PositiveReactive:≦1.0 · S/CO
大安聯合	L72-174	Anti-HBc IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:<0.5 ; Positive:≥1.0 · S/CO; Nonreactive:<1.00 ; Reactive:≥ 1.0 · S/CO
大安聯合	L72-182	Anti-HAV IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	NegativeNonreactive:<0.8 · PositiveReactive: >1.2 · S/CO
大安聯合	L72-184	Anti-HAV IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	NegativeNonreactive:<1.0 ; PositiveReactive: ≥1.0 · S/CO
大安聯合	L72-171	Toxoplasma gondii IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	NegativeNonreactive: < 1.6 ; PositiveReactive: ≥3.0 · IU/mL

大安聯合	L72-172	Toxoplasma gondii IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	NegativeNonreactive:<0.50 ; PositiveReactive:≥0.60 · Index
大安聯合	L72-146	Rubella IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	NegativeNonreactive:<1.20 ; PositiveReactive:≥1.60 · Index
大安聯合	L72-947	EB virus VCA IgA	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:<0.8 ; Positive:≥1.1 · Ratio
大安聯合	L72-149	CMV IgM Ab	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	NegativeNonreactive:< 0.85; PositiveReactive:≥1.00 · Index
大安聯合	L72-956	Herpes simplex type 1+2 IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:<0.90 ; Positive:≥1.10 · Index
大安聯合	L72-J60	Mumps virus IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <0.9 ; Positive : ≧1.1 Index
大安聯合	L72-991	Varicella-zoster virus IgG(水痘 帶狀皰疹病毒抗體IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative: <150mIU/mL; positive:≥ 150mIU/mL
大安聯合	L72-963	Measles virus IgG(麻疹病毒抗體 IgG)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative:<13.5 AU/mL; Positive:≧ 16.5 AU/mL
大安聯合	L72-150	EB virus VCA IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative: <0.8; Positive: ≧1.1 · Ratio
大安聯合	L72-151	EB virus VCA IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative: <0.8; Positive: ≧1.1 · Ratio
大安聯合	L72-159	Herpes simplex type 2 IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative: <0.90 ; Positive: ≥1.10 · Index
大安聯合	L72-949	EBEA IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative: <0.8; Positive: ≥1.1 · Ratio
大安聯合	L72-950	EBNA IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative: <0.8; Positive: ≥1.1 · Ratio
大安聯合	L72-M28	Chlamydia trachomatis RNA砂眼披 衣菌核酸檢查·定性	子宮頸內膜拭子、 陰道拭子、前段尿 液	至檢驗科領取檢體收 集套組	依檢驗單說明	7-10個工作天	Negative

大安聯合	L72-M29	Trichomonas vaginalis RNA陰道滴 蟲核酸檢查·定性	子宮頸內膜拭子、 陰道拭子、前段尿 液	至檢驗科領取檢體收 集套組	依檢驗單說明	7-10個工作天	Negative
大安聯合	L72-M30	Mycoplasma genitalium RNA生殖道 黴漿菌核酸·定性	僅接受子宮頸內膜 拭子	至檢驗科領取檢體收 集套組	依檢驗單說明	7-10個工作天	Negative
大安聯合	L72-966	CMV PCR(定量)-Urine	Urine	S-Y離心管	最少2mL	7-10個工作天	Not Detected
慈濟醫院	L72-M35	NPM1	Blood/B.M.	紫頭真空管	2-4ml	10-14個工作天	Undetectable
慈濟醫院	L72-M36	FLT3/ITD	Blood/B.M.	紫頭真空管	2-4ml	10-14個工作天	Undetectable
大安聯合	L72-448	C-terminal telopeptide	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Female: Pre-menopausal:0.025-0.573ng/ml Post-menopausal:0.104-1.008ng/ml Male: up to 50y:0.016-0.584ng/ml 51-70y:0.000-0.704ng/ml 71-79y:0.000-0.854ng/ml
大安聯合	L72-464	25-OH Vitamin D	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Sufficient: 30.0-100.0ng/mL· Insufficient: 10.0-30.0ng/mL· Deficient: <10.0ng/mL·Toxic: >100.0ng/mL
台北病理中心	L72-657	HLA-B5801基因檢測	Blood	紫頭真空管	3-4mL	7-10個工作天	Negative
慧智基因	L72-Y01	Array v1.0全方位複合式晶片檢測	羊水	特殊採檢容器	/	2-3週	N/A
慧智基因	L72-Y05	NIPS v2.0非侵產前染色體篩檢	Blood	cfDNA白橘頭試管	試管壁 兩條黑標線範 圍內	2-3週	N/A
大安聯合	L72-292	AQP4 Ab	Blood	黃頭真空管	3-5mL	30-40個工作天	Negative
大安聯合	11 L 2 2 2 L	III III	CSF	藍頭無菌管	0.5-10mL	30-40個工作天	Negative
慧智基因	L72-Y12	子癲前症風險評估(中晚期)	Blood	黃頭真空管	3-5mL	10-14個工作天	N/A
慈濟醫院	L72-M20	BCR/ABL轉位基因檢測 (定量)	Blood	大紫頭採血管	最少10mL	10-14個工作天	0.00%

大安聯合	L72-577	Ketamine	Urine	S-Y離心管	3-10mL	7-10個工作天	Negative
慈濟醫院	L72-M37	FLT3-D835血癌突變檢測	Blood	紫頭採血管	2-4mL	10-14個工作天	Undetectable
慧智	<del>172-Y08</del>	HPV羅氏Cobas人類乳突病毒篩檢(慧智)	<del>Vaginal</del>	特殊採檢容器	+	7-10個工作天	Negative
慧智基因	L72-Y07	x染色體脆折症 (慧智)	Blood	紫頭真空管	3-4mL	2-3週	N/A
慧智基因	L72-Y06	NIPS v3.0非侵產前染色體篩檢	Blood	cfDNA白橘頭試管	試管壁 兩條黑標線範 圍內	2-3週	N/A
花蓮慈濟	L72-691	卡氏肺囊蟲 DNA (定性)	Bronchoalveol fluid (BAL) <sup>互</sup> 至無菌檢體盒			10-14個工作天	Undetectable
大安聯合	L72-M56	Anti-β2-glycoprotein-I Ab IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	≤ 20.0 · Negative
大安聯合	L72-M99	Anti-NMDAR	Blood	黃頭真空管	2-5mL	30-40個工作天	Negtaive
/\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	112 МЭЭ	AICI NEDAN	CSF	藍頭無菌管	0.5-10mL	30 40 M T IF/	Negtaive
大安聯合	L72-Y37	— Cryptococcus antigen(定量)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative
7, 5, 45, 1	L72-Y37	cryptococcus antrigen(XE)	CSF	藍頭無菌管	0.5-10mL	7 101011777	Negative
大安聯合	L72-993	Anti-HDV (D型肝炎抗體)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Non-Reactive:<1.000; Reactive: ≥ 1.000
慈濟醫院	L72-M31	PML/RARα融合基因檢測 (定性)	Blood	大紫頭真空管	10mL抽滿	10-14個工作天	Undetectable
慈濟醫院	L72-M32	BCR/ABL 融合基因檢測(定性)	Blood	大紫頭真空管	10mL抽滿	10-14個工作天	Undetectable
台北病理中心	L72-686	BRCA1/2次世代定序基因檢測	Blood	紫頭真空管	3-4mL	30個工作天	N/A
大安聯合	L72-N01	肺癌plasma EGFR基因突變檢測	Blood	cfDNA白橘頭試管2 管	試管壁 兩條黑標線範 圍內	10-14個工作天	N/A
慧智基因	L72-Y15	微星體不穩定檢測 (microsatellite instability	Blood+組織檢體 切片	紫頭真空管+組織檢 體切片 5um10片 or 5um 10捲	3-4mL兩管	2-3週	N/A
大安聯合 (立人代檢)	L72-144	HBsAg HQ(IU/mL)-定量外送	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	Negative : <0.005 IU/ml
慈濟醫院	L72-M38	Parvovirus B19檢測	Blood	紫頭真空管	2-4mL	7-10個工作天	Undetectable
慧智基因	L72-Y04	NIPS v1.0非侵產前染色體篩檢	Blood	cfDNA白橘頭試管	試管壁 兩條黑標線範 圍內	2-3週	N/A

慧智基因	L72-Y02	Array v2.0全方位複合式晶片檢測	羊水	特殊採檢容器	/	2-3週	N/A
慧智基因	L72-Y03	Array v3.0全方位複合式晶片檢測	羊水	特殊採檢容器	/	2-3週	N/A
大安聯合 (轉 林口長庚代 檢)	L72-411	$\delta$ -ALA( $\delta$ -aminolevulinic acid )	24小時Urine	24小時尿罐	/	3-4週	1.5-7.5 mg/day
慈濟醫院	L72-M48	HLA-AB-high resolution	Blood	大紫頭真空管		2-3週	N/A
慈濟醫院	L72-M47	HLA-AB-low resolution	Blood	大紫頭真空管		2-3週	N/A
慈濟醫院	L72-M45	HLA-C-high resolution	Blood	大紫頭真空管	WBC count >3000/µL·1	2-3週	N/A
慈濟醫院	L72-M46	HLA-C-low resolution	Blood	大紫頭真空管	支大紫頭10ml 抽滿 ; WBC count< 3000/µL·2支	2-3週	N/A
慈濟醫院	L72-M42	HLA-DRB1-high resolution	Blood	大紫頭真空管	大紫頭10ml抽 滿	2-3週	N/A
慈濟醫院	L72-M43	HLA-DRB1-low resolution	Blood	大紫頭真空管		2-3週	N/A
慈濟醫院	L72-M44	HLA-DQB1-high resolution	Blood	大紫頭真空管		2-3週	N/A
行動基因	L72-Y33	BRCA1/2癌症基因檢測-(自費)	Blood	大紫頭試管	8-10ml	3週	N/A
大安聯合	L72-Y36	介白素6/Interleukin-6	Blood	黃頭真空管	2-5ml	7-10個工作天	<7.0 pg/mL
慧智基因	L72-M11	隨酸	Blood	黃頭真空管	2-5ml	7-10個工作天	1.0-6.0µmol/L
台大基因醫 學部	L72-N12	(篩檢) 男性法布瑞氏症	Blood	4ml綠頭管	1-3ml		1.GLA酵素活性 : Normal : > 1.2 μ mol/hr ·
台大基因醫 學部	L72-N13	(篩檢) 女性法布瑞氏症	Blood	4ml綠頭管	1-3ml		Borderline: 0.6-1.2 µmol/hr。 陽性: < 0.6 µmol/hr 2.Lyso-Gb3 :<0.8 ng/mL 3.GLA基因: NA
台大基因醫 學部	L72-N14	(篩檢) 家族法布瑞氏症	Blood	4ml綠頭管	1-3ml		
台大基因醫 學部	L72-N15	(追蹤) 法布瑞氏症	Blood	4ml綠頭管	1-3ml	▗ <del>┇</del> ┇	Lyso-Gb3 :<0.8 ng/mL

台大基因醫 學部	L72-N16	(篩檢) 龐貝氏症	Blood	4ml綠頭管	1-3ml	和古時效約4~5週・右初師 疑陽性台大會自行加做確 認試驗・需再加4週工作日	
台大基因醫 學部	L72-N18	(篩檢)家族龐貝氏症	Blood	4ml綠頭管	1-3ml	· 故完整報告需8-10週 (含檢體運送及報告回傳時 效)。	1. GAA酵素活性: >3 μmol/hr) 2. GAA 基因:NA
台大基因醫 學部	L72-N17	(追蹤) 龐貝氏症	Urine	S-Y離心管	至少2ml		尿中葡萄糖四糖(urine Glu 4): <7.0 mmol/mol Cre)
台大基因醫 學部	L72-N19	(篩檢) 高雪氏症	Blood	4ml綠頭管	1-3ml		1. GBA酵素活性:>0.7 μM/hr 2. Lyso-Gb1: <40ng/mL
台大基因醫 學部	L72-N20	(篩檢)家族高雪氏症	Blood	4ml綠頭管	1-3ml		3. GBA基因:NA
台大基因醫 學部	L72-N21	(追蹤)高雪氏症	Blood	4ml綠頭管	1-3ml		Lyso-Gb1: <40ng/mL
大安聯合	L72-M39	Neisseria gonorrhoeae DNA淋病雙球菌核酸檢查·定性	子宮頸內膜拭子、 陰道拭子、前段尿 液	至檢驗科領取檢體收 集套組	依檢驗單說明	7-10個工作天	Negative
大安聯合	<del>172-968</del>	-HPV人類乳突病毒篩檢 (大安聯合)	<del>Vaginal</del>	專用試管	+	10-14個工作天	Negative
	*		Blood	黃頭真空管	3-5mL	10-14個工作天	
大安聯合	L72-715	Paraquat (serum)	Urine	S-Y離心管	5-10mL	10-14個工作天	Undetectable · 0.0µg/mL
大安聯合	L72-M27	(HSV定量-大安)Herpes simplex viru s PCR僅限血液	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	HSV 1 DNA Quantitative : Target Not Detected; HSV 2 DNA Qualitative : Negative
大安聯合	L72-A51	Free testosterone	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	M:2.62-16.7 ng/dL·F:0.08-1.07 ng/dL
大安聯合	L72-A52	Cyfra 21-1	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	≦ 2.37 ng/ml
大安聯合	L72-Y09	第二孕期四指標唐氏症篩檢	Blood	黃頭真空管	2-5mL	2-3週	N/A
慧智基因	L72-Y10	第一孕期唐氏症篩檢	Blood	黃頭真空管	3-5mL	10-14個工作天	N/A
慈濟醫院	L72-M21	PML/RARα融合基因檢測 (定量)	Blood/B.M.	大紫頭採血管	10ml	10-14個工作天	0.00%

慈濟醫院	72-Y46	JAK2基因V617F突變點篩檢	Blood/B.M.	小紫頭採血管	10ml	10-14個工作天	Undetectable
慧智基因	L72-Y13	PIGF	Blood	黃頭真空管	3-5mL	10-14個工作天	N/A
慧智基因	L72-Y11	三合一(第一孕期唐氏症篩檢+子癎)	Blood	黃頭真空管	3-5mL	10-14個工作天	N/A
慈濟醫院	L72-A57	血液細胞染色體檢查(符合補助)	Blood	綠頭真空管	成人:10mL	3週	N/A
慈濟醫院	L72-N22	血液細胞染色體檢查(不符合補助)	81000	<b>冰</b> .现兵工 E	孩童:5mL	3	N/A
慧智基因	L72-672	地中海型貧血檢查- 符合補助	Blood	紫頭真空管 2支	各3mL	3週	N/A
慧智基因	L72-N23	地中海型貧血不符合補助	BIOOG	黃頭真空管1支	5mL	S)(U)	N/ A
大安聯合	L72-687	SMA 脊髓性肌肉萎縮症基因檢測	Blood	紫頭真空管	1-3mL	7-10個工作天	無常見缺失型帶因
慧智基因	L72-674	地中海型貧血檢查 (羊水) 符合補助	羊水	運送羊水特殊保麗龍	10-20ml	3週	N/A
慧智基因	L72-N24	地中海型貧血檢查 (羊水) 不符合補助	7/1	盒	10 20111	3 <i>/</i> <u>C</u>	N/ A
大安聯合	L72-N02	DR-70腫瘤標記	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<1.0µg/Ml
大安聯合	L72-461	IGF-1	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	
慈濟醫院	L72-941	細胞遺傳學檢查Cytogenetics (含染色 體檢查)	Bone marrow	綠頭真空管	8-10mL	3週	N/A
大安聯合	L72-M13	Aldosterone (RIA)	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	立姿:48.3-270.0 pg/mL· 臥姿:68.0- 173.0 pg/mLSerum:

大安聯合	L72-M12	PRA (RIA) 血漿腎素活性免疫分析	Blood	紫頭真空管	2-4mL	7-10個工作天	清晨·仰臥: 0.32-1.84ng/mL/hr (2.5-97.5 <sup>th</sup> perc.) 0.30-1.90ng/mL/hr (Min-Max) 直立·兩小時: 0.60-4.18ng/mL/hr (2.5-97.5 <sup>th</sup> perc.) 0.48-4.88ng/mL/hr (Min-Max)
大安聯合 (立人代檢)	L72-M10	17α-氫氧基黃體脂酮 17α-OHP	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	Females:Follicular (濾泡期):0.21-1.45 ng/mL; Luteal (黃體期):0.61-2.88 ng/mL; Preovulatory peak (排卵前期):0.55-2.01 ng/mL; Post-Menopausal (停經後):0.16-0.79 ng/mL; Contraception (避孕期):0.18-1.47 ng/mL; Pregnancy 1st trimester:0.93-3.82 n g/mL; Pregnancy 2nd trimester:1.23-3.70 ng/mL°male:0.55-1.99 ng/mL°
大安聯合	L72-493	EPO test紅血球生成因子檢驗	Blood	黃頭真空管	4-5mL	10-14個工作天	4.3-29.0 mIU/ml
大安聯合	L72-M09	Free beta HCG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	<0.16 ng/mL
大安聯合	L72-485	硫酸-DHEA DHEA-SO4	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	
大安聯合	L72-M08	Anti-cardiolopin IgG	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	≦ 20.0 CU · Negative
大安聯合	L72-M24	抗磷脂抗體 Anti-phospholipid antibody	Blood	黃頭真空管	2-5mL	7-10個工作天	≤ 20.0 CU· Negative
大安聯合	L72-M07	Anti-cardiolopin IgM	Blood	黃頭真空管	2-5mL	10-14個工作天	≤ 20.0 CU · Negative
大安聯合	L72-Y39	CgA檢測	Blood	黃頭真空管	3-5mL	10-14個工作天	< 101.9 ng/mL
大安聯合	L72-102	丙型干擾素釋放試驗IGRA檢驗(不含試劑費)	Blood	QuantiFeron TB- Gold Plus專用管 (4管)	1mL (每管)	2-3週	
慈濟醫院	L72-F37	NTM typing(NTM分型)	/	/	/	/	/
台大基因醫學部	L72-N29E	新生兒罕病篩檢自動複驗	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學 部	L72-N29	新生兒篩檢 (出生一個月內)	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal

台大基因醫學 部	L72-N29C	新生兒篩檢(出生超過一個月以上)	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學 部	L72-N29A	新生兒篩檢(低收入戶)	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學 部	L72-N29B	新生兒篩檢 (原住民)	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學 部	L72-N29D	新生兒篩檢-父且母無本國籍身分	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學 部	L72-N66	新生兒篩檢-複檢(初檢後之疑陽性)	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學 部	M32-012D	全套自費及免費篩檢項目(新生兒篩檢)	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
台大基因醫學部	M32-013D	全套自費及免費篩檢項目 (新生兒篩檢) 自 費	Blood	新生兒篩檢片	填滿6圓圈	3-4週	Normal
大安聯合	L72-N69	新生兒唾液CMV篩檢(配合計畫)	唾液	COPAN FLOQSwabs ® 520C		10-14天	Not detected : 表示未偵測到病毒 DNA(<750 IU/swab)
慈濟醫院	L72-Y50	HSV+VZV DNA(定性)	CSF/採檢棒	專用採檢棒	/	10-14個工作天	Undetectable
益揚	L72-773	(檢驗) Fecal Calprotectin 糞便鈣 衛蛋白檢測	Stool	張氏糞便濃縮集卵瓶	花生米大小	7-10天	≤ 50(-) · mg/kg
台北病理中 心	L72-Y53	(檢驗) 皮膚科 Quantiferon- TB(IGRA)-嬌生檢測專案	Blood	大紫頭採血管	10ml	10-14天	Negative
台北病理中心	L72-Y54	(檢驗) 皮膚科 HBV Viral Load-嬌生 檢測專案	Blood	大紫頭採血管	10ml	10-14天	Not detected
台北病理中心	L72-Y55	(檢驗) 皮膚科 HCV Viral Load-嬌生 檢測專案	Blood	大紫頭採血管	10ml	10-14天	Not detected
高端	L72-Y58	(檢驗) Aspergillus IgG panel 麴 菌屬抗體	Blood	黃頭真空管	3-5mL	10-15天	Aspergillus fumigatus : <40mgA/L; Aspergillus niger :<24mgA/L
大安聯合	L72-265	Prostate health index PHI 攝護 腺健康指標	Blood	黃頭真空管	3-5mL	7個工作天	PSA介於2-20 ng/mL,PHI ≦ 35.0
大安聯合	L72-Y59	Lipoprotein a	Blood	黃頭真空管	3-5mL	7-10天	< 34 mg/dL
行動基因	L72-Y56	BRCA1/2癌症基因檢測-(補助)	Blood	大紫頭試管	8-10ml	3週	N/A
杏聯醫事檢 驗所	L72-F40	(檢驗) 胃幽門螺旋桿菌特殊培養法 Special Cultivation method for Helicobacter pylori	組織	專用容器	/	10個工作天	isolate or no isolate

杏聯醫事檢 驗所	L72-F41	(檢驗) 胃幽門螺旋桿菌藥物敏感度檢測— 三種抗生素藥物敏感度檢測 Susceptibility testing containing three antibiotics for Helicobacter pylori	組織	專用容器	/	17個工作天	
杏聯醫事檢 驗所	L72-F42	(檢驗) 難治型胃幽門螺旋桿菌藥物敏感 度檢測—五種抗生素藥物敏感度檢測 Susceptibility testing containing five antibiotics for refractory Helicobacter pylori	組織	專用容器	/	17個工作天	