

健保碼	中文名稱	產品特性	副作用	與健保給付品項之療效比較說明	衛署許可證字號	健保給付點數	民眾自負差額
CDVPB42836M4	"美敦力"史卓塔腦脊髓液可調式壓力閥 "Medtronic" Strata Adjustable Valves	Strata II閥門的引流組件設計，直角型可讓腦脊髓液(CSF)從腦室流入右心房或腹膜腔。StrataII閥門，可讓醫師不需經由X光攝影確認，在植入前與植入後以非侵入性的方式調整壓力 / 流動效能水平，以滿足不斷變化的患者需求。	不適用。	StrataII閥門內建多了球體與圓錐體壓力閥門，並聯結了一個在正常情況下關閉的虹吸控制裝置(Delta腔室)。不論病患的腦脊髓液(CSF)流量需求或身體姿勢為何，此一組合裝置使得閥門可維持腦室內壓力(IVP)於正常的生理範圍。流量管制是由球體與圓錐體及虹吸控制隔膜的結合阻力來完成。阻力的大小決定了閥門的效能特性，球體和圓錐體可防止逆流，而虹吸作用則是由Delta腔室中的兩片正常關閉的矽質彈性隔膜來加以控制。若遇到正向的腦室內壓力(IVP) 兩片隔膜就會開啟。	衛署醫器輸字第023018	7,127	82,553